

Instructions for Use

إرشادات الاستخدام

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

사용 설명서



Please ensure you read the Warranty terms and Instruction for Use carefully before using the product.
These can be found at warranty.tempur.com.

BG Преди употреба на продукта, прочетете внимателно „Гаранционни условия“ и „Инструкции за употреба“, „Можете да ги намерите на warranty.tempur.com.

IT Si prega di leggere attentamente i Termini della garanzia e le Istruzioni per l'uso prima di utilizzare il prodotto. Per consultarli visitare il sito web: warranty.tempur.com.

PT Assegure que lê cuidadosamente os termos da Garantia e as Instruções de Utilização antes de utilizar o produto. Pode encontrá-las em warranty.tempur.com.

DA Sørg for at læse garantibestemmelserne og brugsanvisningen omhyggeligt, før produktet tages i brug. Disse kan findes på warranty.tempur.com.

LT Prieš naudodami gaminį, atidžiai perskaitykite garantijos sąlygas ir naudojimo instrukcijas. Jis galite rasti warranty.tempur.com.

RO Vă rugăm să citiți cu atenție Condițiile de Garanție și Instrucțiunile de utilizare înainte de a utiliza produsul. Acestea pot fi găsite la warranty.tempur.com.

ET Enne toote kasutamist lugege garantiitingimused ja kasutusjuhend hoolikalt läbi. Need leiute siit warranty.tempur.com.

LV Pirms lietojat produktu, lūdzu, noteikti izlasiet Garantijas noteikumus un Lietošanas pamācību. Šos dokumentus varat skatīt vietnē warranty.tempur.com.

SQ Ju lutemi sigurohuni që të lexoni kushtet e garancisë dhe udhëzimet për përdorim të kujdesshëm përpara se ta përdorni produktin. Keto mund të gjendet në faqen warranty.tempur.com.

FI Varmista, että luet takuuehdot ja käyttöohjeet huolellisesti ennen tuotteen käyttämistä. Ne ovat nähtävissä osoitteessa warranty.tempur.com.

NL Lees de garantievoorwaarden en instructies zorgvuldig door voordat u het product gebruikt. U kunt de voorwaarden en instructies vinden op warranty.tempur.com.

SR Molimo pažljivo pročitajte uslove Garancije i Uputstvo za upotrebu pre upotrebe proizvoda. Možete ih pronaći na warranty.tempur.com.

HR Prije upotrebe proizvoda pažljivo pročitajte uvjete jamstva i upute za uporabu. Oni se mogu naći na warranty.tempur.com.

NO Sørg for at du leser garantivilkårene og bruksanvisningen nøye før du bruker produktet. Du finner disse på warranty.tempur.com.

SV Se till att läsa garantivillkoren och bruksanvisningen noggrant innan du använder produkten. De finns på warranty.tempur.com.

IS Lestu ábyrgðarskilmálana og notkunarlæðbeiningarnar vandlega áður en varan er notuð. Þessar upplýsingar má finna á warranty.tempur.com.

PL Uważnie przeczytaj warunki gwarancji i instrukcję obsługi przez użyciem produktu. Można je znaleźć na stronie internetowej warranty.tempur.com.
Wiele produktów firmy TEMPUR® jest klasyfikowanych jako wyrób medyczny klasy I oznaczony znakiem CE zgodnie z unijnym rozporządzeniem w sprawie wyrobów medycznych (MDR) 2017/745.
Celem wyrobów medycznych oznaczonych znakiem CE jest zapobieganie bądź redukcja ryzyka powstawania odleżyn u osób dorosłych



Dan-Foam ApS
Holmelund 43
5560 Aarup
Denmark
"Dan-Foam ApS is a subsidiary of
TEMPUR-Sealy International, Inc



tempur.com

tempur.com

© TEMPUR-Sealy International, Inc. All rights reserved.

In case of any discrepancy between the meanings of any translated versions of this text, the meaning of the English language version prevails.

Contents

English	4
عربي (Arabic)	8
Ελληνικά (Greek)	12
Magyar (Hungarian)	17
한국어 (Korean)	21

EN In case of any discrepancy between the meanings of any translated versions of this text, the meaning of the English language version prevails.

INSTRUCTIONS FOR USE

Welcome to TEMPUR®

Thank you and congratulations on choosing TEMPUR®. This guide includes everything you need to know about caring for and getting the best out of your TEMPUR® product.

For product specific information please visit **www.tempur.com**

During delivery of your mattress

During shipping, the textile covers of larger items such as mattresses may move from their original position. Once you have unpacked and placed your TEMPUR® product, allow some time for the TEMPUR® foam material to warm up in the ambient air temperature. Then you can simply straighten and smooth the textile cover back into position by hand.

If you have purchased a compressed TEMPUR® EASE mattress OR a TEMPUR® mattress topper

IMPORTANT: Compressed TEMPUR® EASE mattresses must be unpacked no later than 6 months after the productions date. Upon arrival of your TEMPUR® EASE mattress, check the production date on the box and make sure to unpack it within the required unpacking period.

You can use your TEMPUR® EASE mattress straight away after unpacking. It can take up to 72 hours (3 days) before your TEMPUR® EASE mattress has regained its original shape and height.

Mattress toppers that are rolled up in the packaging will take some time to regain their original shape after unpacking. You can use your mattress topper straight away after unpacking.

Creases in the covers are to be expected and will disappear after a short period of use. Allow the product to air or 'breathe', preferably uncovered in a well-ventilated area before and after use to speed up this process.

- Always follow the washing instructions on the label placed inside the mattress cover.

That 'new product' smell

Some people notice a slight odour to their new TEMPUR® product once unpacked. This is completely harmless and will disappear after a short period of use. Allow the product to air or 'breathe', preferably uncovered in a well-ventilated area before and after use to speed up this process.

About the TEMPUR® foam Material

The TEMPUR® foam Material is a pressure-relieving surface, engineered with a viscoelastic open cell structure that absorbs and evenly distributes the weight of your body for maximised comfort. The temperature-sensitive properties soften, compress and conform to the unique shape and weight of your body at average room temperature for personalised support. The high density of the TEMPUR® foam Material ensures maximum dimensional stability and comfort.

The TEMPUR® foam Material reacts to the thermal impact of the body. The viscoelasticity in the foam material ensures your TEMPUR® returns to its original shape after compression, with a certain built in delay. This delay varies with different temperatures. You can expect a firmer feel in cooler conditions of 18°C or less and the higher the temperature the softer your TEMPUR® will feel.

Getting Used to The Feel

If your previous mattress or pillow used more traditional methods of support such as springs, feathers and/or fibre, it is likely your TEMPUR® products will initially feel different. The unique pressure-relieving properties of the TEMPUR® foam Material, can take some time for the body to adjust and get used to.

The break-in period

TEMPUR® MATTRESS (not relevant for compressed TEMPUR® EASE mattresses)

The more time you spend on or in bed: resting, reading or watching TV, the better. The extra movement will help the cells in the TEMPUR® foam Material to open. As they open, the cells 'breathe' and respond more rapidly to weight and temperature, but they will return to their original shape. To the user it may feel like the mattress is getting softer, but in fact there is no change to the pressure-relieving properties of your product.

No Need to Flip

Advances in TEMPUR® technology have resulted in keeping maintenance to a minimum. Each mattress model has a build-up of multiple layers, so you sleep on the top side only.

To prolong the life of our products, from time to time you can rotate your mattress head to foot.

TEMPUR® PILLOWS

- During the first 2-3 weeks of ownership, it can help to use the pillow as a cushion during the day to improve the support and pressure-relieving benefits delivered when you are sleeping.
- During normal usage you can experience lumps of foam. The pillow can be massaged back into shape. With the cover still on, place the pillow on a flat surface. Push the foam filling towards the middle of the pillow, while gently pulling the foam lumps apart from both sides. Once lumps are gone, gently even out the filling to restore the pillow back into shape (for pillows filled with TEMPUR® foam material granulates).
- EASE pillows packed in shrink-wrap must be allowed some time to regain its shape after unpacking.

Moving, transport, storage and disposal

- Unless otherwise stated TEMPUR® products should **NOT** be bent or pressed out of their original shape, as you risk damaging the foam material and losing all the properties and benefits it brings.
- Due to the nature of the foam material in TEMPUR® products it can become slightly compressed during transportation or storage. This is expected, the product will return to its normal size after a short time in room temperature.
- Do not unroll a TEMPUR® mattress Topper when it is cold, as you will be at risk of tearing or cracking the foam material. Allow the TEMPUR® mattress Toppers to adjust to room temperature before unrolling.
- TEMPUR® products should be stored in their original shape.
- Exempt from this is the TEMPUR® Travel Pillow, which may be transported rolled up in the bag supplied (the bag should **only** be used when travelling to avoid permanent deformation of the pillow).

- TEMPUR® Mattresses must be stored flat, ideally in the original packaging (it is not possible to reuse packaging for the compressed TEMPUR® EASE mattresses).
- The compressed TEMPUR® EASE mattresses must not be re-compressed for storage.
- TEMPUR® mattress Toppers can be stored either rolled up or stored flat.
- TEMPUR® products must be stored in a dry environment (maximum 65% relative humidity).
- For disposal of your used product please refer to the local authority within your country market.

Symbols

The following symbols are used on product, packaging or in this manual.



Manufacturer



Manufacturing date



Lot number



CE marked as class I medical devices in accordance with the requirements of MDR (EU) 2017/745



Medical device



Product orientation printed on mattress foam cores



Consult Instructions for Use



Item is made with an adhesive that contains natural rubber latex



Avoid open flame



Humidity limit



Keep dry



Recommended max user weight



Mattress/pillow must be unpacked no later than 6 months after the production day printed on the box/packaging



Warnings and precautions



Triman logo for proper disposal, only relevant for France.

CE marking

The following might not be applicable for all markets. Many TEMPUR® products are classified as class I Medical Devices and CE marked in accordance with MDR (EU) 2017/745.

The intended use of the CE marked products is to prevent or reduce the risk of developing pressure ulcers in adults. This effect is obtained through the pressure redistributing properties of the TEMPUR® foam material.

The CE marked products are intended for home care. It is important that immobilized users are repositioned on a regular basis.

Please check the product label placed inside the textile cover to see if the product you have purchased is CE marked. For mattresses where top-covers can be zipped off for easy cleaning the CE mark is located in the top-cover.

The CE marked TEMPUR® mattresses and mattress toppers are suitable for user weight of up to 150 kg.

In case of a serious incident with the product, the manufacturer and competent authority in the user's home country must be informed.

To report an incident to the manufacturer please report as a warranty claim by following the instructions specified in the "warranty" section of this manual.

Please note additional instructions for use

Warnings and precautions

The following symbols and text will be used to draw your attention to possible dangerous and undesirable situations. Please be aware that failure to comply with these instructions may result in critical injuries or damage to the product.



WARNING Be aware of situations or practices that may cause death or critical injuries



CAUTION Be aware of situations or practices that may cause moderate or minor injuries

IMPORTANT

Be aware of situations or practices that could result in damage to the product or other property



Warning: Do not leave infants, young children or the elderly unattended on the mattress or pillow if they can't easily turn over by themselves.



Warning: It is important that immobilized users are repositioned on a regular basis.

Carelessness causes fire – we strongly recommend not to smoke in bed or while using the products.



Warning: Risk of fire: keep products away from open flames.



Caution. If you have purchased a mattress as a medical device for pressure ulcer prevention and where the top-cover can be zipped off for easy cleaning: Please be aware that if you replace the top-cover the mattress is no longer a medical device for pressure ulcer prevention.



Caution: Do not use bed pads on TEMPUR® mattresses or mattress toppers, as they can reduce the pressure-relieving properties. To ensure optimum support we recommend using a sheet directly on the mattress.



Caution: Please note TEMPUR® foam Material works best in response to the natural warmth of the user, therefore an electric blanket and/or hot water bottle is **not recommended**. The heat from an electric blanket will temporarily offset the temperature sensitivity in the TEMPUR® foam Material. However, if the user would still prefer to use an electric blanket, we suggest doing so over a separate sheet and avoiding direct contact with the TEMPUR® foam Material.

IMPORTANT: Always follow the instructions for use from the supplier of the electrical blanket.

IMPORTANT: If your hot water bottle should develop a leak which wets, stains or damages your mattress it will **invalidate your warranty**.

IMPORTANT:

- TEMPUR® mattresses must always be placed on a bed base which allows air to circulate to prevent moisture from accumulating in the mattress. For example, a spring, disc or slatted bed base, or a platform top bed base which has space underneath the top surface. It should not be a completely solid base. The base should also be on feet, castors or legs to enable air to circulate underneath it.
- Do not use a TEMPUR® pillow with wet hair as the foam material will get damaged.
- For pillows filled with TEMPUR® foam material granulates and/or down: During normal usage you can experience lumps of foam. The pillow can be massaged back into shape. With the cover still on, place the pillow on a flat surface. Push the foam filling towards the middle of the pillow, while gently pulling the foam lumps apart from both sides. Once lumps are gone, gently even out the filling to restore the pillow back into shape.
- Do not unroll a TEMPUR® mattress Topper when it is cold, as you will be at risk of tearing or cracking the foam material. Allow the TEMPUR® mattress Toppers to adjust to room temperature before unrolling.
- TEMPUR® mattress toppers must always be placed on top of a mattress.
- Do not fold, bend or press your TEMPUR® product into shape as there is risk of damaging the foam material
- Do not alter or repair your product – it will invalidate your warranty.

Cleaning and maintenance

- Most textile covers can be removed and washed. Please follow the specific cleaning instruction for your product on the product label located inside the textile cover.
- Special textile covers which contain TEMPUR® foam material that cannot be washed or dry-cleaned, can easily be removed for airing and brushing.
- We do not recommend using a vacuum cleaner on textile covers as it may damage the cover.
- Pilling balls may occur on textile covers during normal use as a function of the interaction with exterior textiles. Pilling balls are not an indicator of poor quality and can easily be removed with a battery driven 'textile shaver'/'bobble remover'.

IMPORTANT: Always follow the instructions for use from the supplier of the "textile shaver"/"bobble remover". Incorrect use may damage the cover.

Textile covers quilted with TEMPUR® washable material:

- Can be washed and tumble-dried, line dried/flat dried. Check the product label inside the textile cover to see if your cover can be washed.
- IMPORTANT:** The TEMPUR® washable material is heavy when wet, please follow the below instructions carefully:

Cover width (cm)	Washing machine/tumble dryer capacity
Up to 95 cm	6 kg
Up to 105 cm	7 kg
Up to 120 cm	8 kg
Over 120 cm	must be washed at professional laundry facility

- IMPORTANT:** Covers must be completely dry before use or storage.

Tip: Weigh the cover before washing. Dry the cover until it has the same weight as before wash. Then you know that the cover is completely dry.

TEMPUR® Down Luxe Pillow:

IMPORTANT:

- Remove foam bag with TEMPUR® foam material granulate before washing the down cover.**
- Use enzyme free laundry detergent for the down cover and tumble dry with a couple of dryer balls (or clean tennis balls) to avoid down clumping and to ensure the down dries evenly.
- Do not** use fabric softener on the down cover.
- The down cover must be completely dry before use or storage.
- Tip: Weigh the Down Luxe Pillow cover (without the foam bag) before washing. Tumble-dry the cover after wash until the cover has the same weight as before wash. Then you know that the down cover is completely dry.

IMPORTANT:

- Do not wash the TEMPUR® foam material.

Exempt from this is the TEMPUR® EasyClean Pillow and the TEMPUR® PureClean Pillow which can be washed (follow the specific cleaning instructions on the product label inside the textile cover).

Exempt from this is also the textile covers with TEMPUR® washable material - follow the specific cleaning instructions on the product label and in this instruction.

- Do not steam-clean or dry-clean the TEMPUR® foam material.

IMPORTANT

- The TEMPUR® products must be regularly ventilated to remove moisture.




Caution: After washing the textile cover please ensure mattress textile cover is replaced according to the orientation printed on the side of the mattress foam core. The TEMPUR® foam material that provides maximized comfort and pressure relief is only on the top-side of the core.



Caution: After washing the textile covers of seating products or cushions with layers of foam please be aware of the orientation of the foam core when products is being re-assembled. The TEMPUR® foam material that provides maximized comfort and pressure relief is only on the top-side of the core.

The TEMPUR PRIMA™, TEMPUR PRO™ and TEMPUR PRO Air™ futon covers are equipped with icon-labels inside, to allow for an easy and correct cover mounting after washing. For correct feel, please ensure that the circular icon in the cover, is matching the circular icon printed on the foam.



Technical Product information

- Certain TEMPUR® products have a non-slip coating on the underside. This coating ensures that the product does not slide when in use.
- TEMPUR® products are available in many different sizes. Product weight depends on product size. Further information is available upon request.
- Constituent materials in covers – see product label, which is located inside the textile cover.

Latex

Certain TEMPUR® products are manufactured of layers of foam with the TEMPUR® foam material on top and with an adhesive that contains latex between the layers.

Please check the product label inside the textile cover to see if the product you have purchased contains latex.

The TEMPUR® foam material and the textile cover do not contain latex.

Fire safety standards



Warning: Risk of fire: keep products away from open flames

TEMPUR® product	Fire safety
Mattresses, mattress toppers	EN 597-1 (Cigarette Test)
Mattresses, mattress toppers (fire retardant versions)	BS 7177 Low Hazard DS/EN 597-1 (cigarette test) DS/EN 597-2 (Match test) BS 5852 (Crib V) on foam
Pillows, cushions and positioning products (moulded and granulated filling)	EN/ISO 12952-1 (Cigarette test)
Pillows, cushions and positioning products, moulded (fire retardant versions)	EN/ISO 12952-1 (Cigarette test) BS 5852 (Crib V) on foam
Pillows, cushions and positioning products with granulated filling (fire retardant versions)	EN/ISO 12952-1 (Cigarette test) BS 5852 (source 2) on foam crumbs BS 5852 (Crib V) on foam
Down Luxe Pillow (fire retardant versions)	EN/ISO 12952-1 (Cigarette test) BS 5852 (source 2) on foam crumbs BS 5852 (source 2) on downs

Manufacturer



Dan-Foam ApS

Holmelund 43
5560 Aarup
Denmark

*Dan-Foam ApS is a subsidiary of TEMPUR-Sealy International, Inc

AR في حالة وجود أي تعارض في معاني أي نسخ مترجمة من هذا النص، تعتمد النسخة الإنجليزية.

تعليمات الاستخدام

أهلاً وسهلاً بكم في تمبور*

نشكركم ونهنيكم على اختيار تمبور*. يحتوي هذا الدليل على كل ما تحتاجون إلى معرفته بشأن العناية بمنتجات تمبور* التي لديكم ولتحقيق الاستفادة المثلى منها.

للاطلاع على المعلومات الخاصة بمنتج معين، يُرجى زيارة الموقع الإلكتروني: www.tempur.com.

أثناء توصيل المراتب الخاصة بكم

قد تحرك أغلبية الأصناف كبيرة الحجم مثل المراتب من مكانها الأصلي خلال عملية الشحن، ويجدر قيامكم بإزالة تغليف منتج تمبور* الخاص بكم ووضعها في المكان المرغوب، يتعين عليكم ترك إسفنجة تمبور* لبعض الوقت حتى تتلامم درجة حرارته مع درجة الحرارة المحيطة، ثم يمكنكم ببساطة تعديل الغطاء وتوسيته وإعادته إلى مكانه الأصلي باليد.

إذا كنت قد اشتريت مرتبة تمبور* EASE المضغوطة أو لبادات تمبور*

ملاحظة هامة: يجب ترك تغليف مراتب تمبور* EASE المضغوطة في موعد لا يتجاوز 6 أشهر بعد تاريخ الإنتاج. عند وصول مرتبة تمبور* EASE الخاصة بك، تتحقق من تاريخ الإنتاج على الصندوق وتأكد من تفرغها خلال فترة التفرغ المطلوبة.

ويمكنك استخدام مرتبة تمبور* EASE الخاصة بك فور إخراجها من التغليف.

ستستغرق مرتبة تمبور* EASE فترة تصل إلى 72 ساعة (3 أيام) حتى تستعيد شكلها وارتفاعها الأصلي.

سوف تستغرق أغلبية المرتبة التي يتم لفها في العبوة بعض الوقت لاستعادة شكلها الأصلي بعد تفرغها. يمكنك استخدام لبادات المرتبة الخاصة بك على الفور بعد تفرغ العبوة.

من المتوقع حدوث التجاعيد في الأغشية وستختفي مع استعادة المرتبة/ لبادات المرتبة شكلها الأصلي. في بعض الحالات، قد تحتاج إلى غسل اللبادة لإزالة التجاعيد.

• دائماً اتبع إرشادات الغسيل الموضحة على الرقعة داخل غطاء المرتبة.

رائحة «المنتج الجديد»

يلاحظ بعض الأشخاص انبعاث رائحة خفيفة من منتجات تمبور* الجديد عند إزالة التغليف؛ سلباً على هذه الرائحة غير ضارة على الإطلاق وستختفي بعد فترة قصيرة من الاستخدام. يمكنك وضع المنتج في الهواء، ويفضل أن يكون المنتج بلا غطاء مع مراعاة وضعه في مكان جيد التهوية قبل الاستخدام وبعده بغرض تسريع هذه العملية.

حول إسفنجة تمبور*

إن إسفنجة تمبور* عبارة عن سطح مخفف للامتصاص، وقد روعي في تصميمها الهندسي ترويديها بيهيك علوية لوح يمكنه امتصاص وزن الجسم وتوزيعه بالتساوي لتحقيق أقصى قدر ممكن من الراحة. تعمل خصائص المنتج المساسة لدرجة الحرارة على تليين المنتج وضغطه ومواءمته مع شكل الجسم ووزنه في درجة حرارة الغرفة المتوسطة لتوفير الدعم الذي يناسبكم، وكذلك تضمن الكثافة العالية لإسفنجة تمبور* أقصى قدر من ثبات الأبعاد والراحة.

يتفاعل إسفنجة تمبور* مع التأثير الحراري للجسم، وتضمن الزوجة في المواد المستخدمة عوددة منتجات تمبور* إلى حالتها الأصلية بعد ضغطها، مع بعض التأخير الداخلي، ويختلف هذا التأخير باختلاف درجات الحرارة. يمكنكم توقع الشعور بحساس أكثر ثباتاً في الظروف الباردة في درجة حرارة 18 درجة مئوية أو أقل وإحساس أكثر ليونة في درجات الحرارة المرتفعة مع منتجات تمبور*.

التأقلم مع الإحساس

إذا كانت المراتب أو الوسائد السابقة لديكم تستخدم طرقاً تقليدية أكثر للدعم مثل السرنج أو الريش أو الألياف، فمن المحتمل إحساسكم بشعور مختلف عند البدء في استخدام منتجات تمبور*. وقد تتسبب خصائص تخفيف الضغط التي يتميز بها إسفنجة تمبور* في استغراق بعض الوقت قبل أن تتأقلم أجسامكم مع هذا الإحساس.

فترة التهيئة

مرتبة تمبور* (لا تتعلق بمرتبة تمبور* EASE المضغوطة)

كلما كان الوقت الذي تقضونه على السرير أطول، سواءً في الاسترخاء أو القراءة أو مشاهدة التلفاز، كان ذلك أفضل؛ إذ سوف تساعد الحركة الزائدة في فتح الخلايا الموجودة في إسفنجة تمبور*. وعندما تفتح الخلايا، فإنها «تنتفخ» وتستجيب بصورة أسرع للوزن ودرجة الحرارة، ولكنها ستعود إلى شكلها الأصلي. وقد يشعر المستخدم بأن المرتبة تصبح أكثر ليونة، غير أنه في واقع الأمر لا يحدث أي تغيير في خصائص تخفيف الضغط بالمنتج الذي لديكم.

لا حاجة إلى قلب المنتج

لقد أثبتت التطورات التي أُجريت في تكنولوجيا تمبور* عن تقليل الحاجة للصيانة إلى الحد الأدنى. تحتوي كل مرتبة على عدة طبقات؛ ولذا فإنك تنام على الجانب العلوي فقط.

لإطالة عمر منتجاتنا، يمكنك تدوير رأس المرتبة التي لديكم إلى القدمين من وقت لآخر.

وسائد تمبور*

- خلال أول أسبوعين أو ثلاثة أسابيع من شراء وسائد تمبور*، قد يكون من المفيد استخدام الوسادة كمسند خلال النهار لتحسين مزايا الدعم وتخفيف الضغط التي تستحصلون عليها أثناء النوم.
- أثناء الاستخدام العادي، يمكن أن تظهر كتل من الاسفنج. يمكن تدليك الوسادة لإعادة شكلها إلى الشكل الأصلي. مع وجود الغطاء، ضع الوسادة على سطح مستو واضغط على حشو الاسفنج نحو وسط الوسادة، بينما تسحب بلطف كتلات الاسفنج من الجانبين. عندما تختفي الكتل، قم بتسوية الحشو بلطف لاستعادة شكل الوسادة إلى حالتها الأصلية (للمعدات المملوءة بمواد "TEMPUR").
- يجب السماح ببعض الوقت لوسائد EASE المعبأة في غلاف مضغوط لاستعادة شكلها بعد التفرغ من التعبئة.

تحريك المنتجات ونقلها وتخزينها والتخلص منها

- ما لم يُذكر خلاف ذلك، يجب عدم طي منتجات تمبور* أو ضغطها بما يخالف شكلها الأصلي؛ إذ قد يؤدي ذلك إلى تلف الإسفنج وفقدان جميع خصائصه ومزاياه.
- نظراً لطبيعة الإسفنج المستخدم في منتجات تمبور*، فإنه قد يتعرض للانضغاط قليلاً أثناء النقل أو التخزين؛ وهو أمر متوقع، فضلاً عن أن المنتج سيعود إلى حجمه الطبيعي بعد وقت قصير من وضعه في درجة حرارة الغرفة.
- يُحظر فك لبادات تمبور* عندما تكون باردة؛ إذ قد يتسبب ذلك في تمزق الإسفنج أو تشققه، ويجب ترك لبادات تمبور* حتى تتلامم درجة حرارتها مع درجة حرارة الغرفة قبل فكها.
- يجب تخزين منتجات تمبور* في شكلها الأصلي.
- يُستثنى من ذلك وسائد تمبور* Travel، والتي قد تُنقل في صورة ملفوفة في الحقيبة المرفقة معها (يجب استخدام الحقيبة فقط عند السفر لتفادي تشوه الوسادة بصورة دائمة).
- يجب تخزين مراتب تمبور* بشكل مسطح، ويفضل أن يكون ذلك في العبوة الأصلية (لا يمكن إعادة استخدام اللبادات لمراتب تمبور* EASE المضغوطة).
- يجب عدم إعادة ضغط مراتب تمبور* EASE المضغوطة للتخزين.
- يمكن تخزين لبادات تمبور* في شكل ملفوف أو مستو.
- يجب تخزين منتجات تمبور* في بيئة جافة (في مستوى رطوبة نسبية 65% على الأكثر).
- للتخلص من المنتجات المستخدمة الخاصة بكم، يُرجى التحقق من تعليمات السلطة المحلية في سوق الدولة التي تعيشون بها.

في حالة وقوع حادث خطر مع المنتج، يجب إبلاغ الشركة المصنعة والسلطة المختصة في موطن المستخدم.

للإبلاغ عن حادثة إلى الشركة المصنعة، يرجى الإبلاغ عنها باعتبارها شكوى ضمان باتباع الإرشادات المحددة في قسم «الضمان» من هذا الدليل.

يُرجى الاطلاع على تعليمات الاستخدام الإضافية: المحاذير والاحتياطات

سيتم استخدام الرموز والنصوص التالية للفت انتباهك إلى حالات خطيرة محتملة وغير مرغوب فيها. يُرجى العلم بأن عدم الامتثال لهذه التعليمات من شأنه أن يؤدي إلى التعرض لإصابات خطيرة أو تلف المنتج.

	تحذير	احترس من الحالات أو الممارسات التي قد تسبب الوفاة أو الإصابات الخطيرة
	تنبيه	احترس من الحالات أو الممارسات التي قد تسبب إصابات متوسطة أو طفيفة
	ملاحظة هامة	احترس من الحالات أو الممارسات التي قد تسبب تلف المنتج أو تلحق أضرار بالملامسة

تحذير: يجب عدم ترك الأطفال الرضع أو الأطفال الصغار أو كبار السن دون مراقبة على المراتب وأ/أو الوسائد إذا لم يكن بإمكانهم قلب أنفسهم عليها بسهولة.

تحذير: من المهم أن يتم تغيير أوضاع المستخدمين العاجزين عن الحركة بشكل منتظم.

يتسبب الإهمال في نشوب حريق - نوصي بشدة بعدم التدخين في السرير أو أثناء استخدام المنتج.

تحذير: خطر نشوب حريق: احتفظ بالمنتجات بعيداً عن اللهب المكشوف

تنبيه: إذا اشترت مرتبة كجهاز طبي للوقاية من قروح يمكن غلق الغطاء العلوي بالسحاب بسهولة للتنظيف: يرجى العلم أنه في حالة استبدال الغطاء العلوي، تعد المرتبة جهازاً طبياً للوقاية من قرحة الضغط.

تنبيه: يجب عدم استخدام اللبادات على مراتب تمبور® إذ قد تقلل من خصائص تخفيف الضغط. وضمان الحصول على أفضل دعم ممكن، فإننا نقتح وضع ملءة على المرتبة مباشرة.

تنبيه: يُرجى العلم بأن إسفنجة تمبور® يعمل بصورة أفضل عند الاستجابة للتدفئة الطبيعية للمستخدم، ولذلك لا يُصح وضع بطانية كهربائية وأ/أو زجاجة ماء ساخن عليه؛ إذ تؤدي الحرارة الصادرة عن البطانية الكهربائية إلى تعطل مؤقت في الحساسية لدرجة الحرارة في إسفنجة تمبور®. ومع ذلك، إذا كان المستخدم ما زال يُفضل استخدام بطانية كهربائية، فإننا نقتح القيام بذلك على ملءة منفصلة وتجنب ملامستها لإسفنجة تمبور® مباشرة.

• **ملاحظة هامة:** التزم دائماً باتباع تعليمات الاستخدام التي يزودك بها بائع البطانية الكهربائية

• **ملاحظة هامة:** إذا كانت زجاجة الماء الساخن المستخدمة سوف تؤدي إلى تسرب ينتج عنه بلل أو بقع أو ضرر في المرتبة التي لديك، فإن ذلك من شأنه إلغاء الضمان الخاص بكم.

ملاحظة هامة:

• يجب دائماً وضع مراتب TEMPUR® على قاعدة سرير تسمح بتدفق الهواء لمنع تراكم الرطوبة في المرتبة، على سبيل المثال، قاعدة سرير ذات نواياض أو أقراص أو شرائح، أو قاعدة سرير علوية تحتوي على مساحة تحت السطح العلوي. لا ينبغي أن تكون القاعدة صلبة تماماً. يجب أيضاً أن تكون القاعدة على أقدام أو عجلات أو أرجل لتتمكن الهواء من التدفق تحتها.

• يُحظر استخدام وسادة تمبور® عندما يكون شعركم مملاً؛ إذ يؤدي ذلك إلى تلف الإسفنج.

الرموز

تُستخدم الرموز التالية في المنتج أو العبوة أو في هذا الدليل.



تاريخ التصنيع



تحمل علامة CE كأجهزة طبية من الفئة الأولى وفقاً لمتطلبات MDR (الاتحاد الأوروبي) 2017/745



الشركة المصنعة



رقم الشحنة



جهاز طبي



اتجاه المنتج مطبوع على لب إسفنجة المرتبة



تعليمات الاستخدام



تجنب اللهب المكشوف



حافظ على جفاف المنتج



يجب تقريظ المرتبة / الوسادة في موعد لا يتجاوز 6 أشهر بعد يوم الإنتاج المطبوع على الصندوق / العبوة



شعار Triman للتخلص السليم، مناسب فقط لفرنسا.

العلامة التجارية CE

قد لا يكون ما يلي قابلاً للتطبيق في جميع الأسواق.

تم تصنيف العديد من منتجات تمبور® على أنها أجهزة طبية من الفئة الأولى وعلامة CE وفقاً لمعايير MDR (الاتحاد الأوروبي) 2017/745.

الغرض من استخدام المنتجات التي تحمل علامة CE هو منع أو تقليل خطر الإصابة بقرح الضغط لدى البالغين. يتم الحصول على هذا التأثير من خلال خصائص إعادة توزيع الضغط لإسفنجة تمبور®.

المنتجات التي تحمل علامة CE مخصصة للعناية المنزلية. من المهم أن يتم تغيير أوضاع المستخدمين العاجزين عن الحركة بشكل منتظم.

يرجى التحقق من ملصق المنتج الموجود داخل غطاء النسيج لمعرفة ما إذا كان المنتج الذي اشترته يحمل علامة CE. بالنسبة للمراتب التي يمكن فك الأغشية العلوية بالسحاب بسهولة للتنظيف، توجد علامة CE في الغطاء العلوي.

المراتب وأغطية المراتب تمبور® التي تحمل علامة CE مناسبة لوزن المستخدم الذي يصل إلى 150 كجم.

- (للسائد المملوءة بحبيبات الإسفنج مهبور). أثناء الاستخدام العادي، يمكن أن تظهر كتل من الإسفنج. يمكن تدليك الوسادة لإعادتها إلى الشكل الأصلي. مع وجود الغطاء، ضع الوسادة على سطح مستو واضغط على حشو الإسفنج نحو وسط الوسادة، بينما تسحب بلطف تكتلات الإسفنج من الجانبين. عندما تختفي الكتل، قم بتسوية الحشو بضغط لاستعادة شكل الوسادة إلى حالتها الأصلية (للمعدات المملوءة بمواد TEMPUR®).
- يحظر فك إلبادات مهبور® عندما تكون باردة؛ إذ قد يتسبب ذلك في تمزق الإسفنج أو تشققه، ويجب ترك إلبادات مهبور® حتى تتلامد درجة حرارتها مع درجة حرارة الغرفة قبل فكها.
- يجب دائماً وضع أغطية مرتبة مهبور® فوق المرتبة.
- لا تقم بطي أو ثني أو الضغط على منتج مهبور® الخاص بك لتصحیح الشكل حيث قد يؤدي إلى إتلاف الإسفنج
- يحظر تعديل أو إصلاح المنتج الذي لديكم - إذ يؤدي ذلك إلى إلغاء الضمان الخاص بكم.

التنظيف والصيانة

- يمكن إزالة معظم الأغطية المصنوعة من النسيج وغسلها. يُرجى الالتزام بالتعليمات الخاصة بتنظيف المنتج والموضحة على ملصق العناية الموجود داخل الغطاء.
- يمكن إزالة الأغطية الخاصة التي تحتوي على إسفنج مهبور® بسهولة، والتي لا يمكن غسلها أو تنظيفها باستخدام التنظيف الجاف، لتهويتها وتنظيفها بالفرشاة.
- لا نوصي باستخدام المكسرة الكهربائية على أغطية المنسوجات لأنها قد تلتف الغطاء.
- قد تظهر كرات الكتل على أغطية الأقمشة أثناء الاستخدام العادي نتيجة للتفاعل مع الأقمشة الخارجية. ليست كرات الكتل مؤشراً على سوء الجودة ويمكن إزالتها بسهولة باستخدام "مقشر الأقمشة" أو "مزبل الكتل" الذي يعمل بالبطارية.
- هام: دائماً اتبع تعليمات الاستخدام من مورد "مقشر الأقمشة" / "مزبل الكتل". قد يؤدي الاستخدام الخاطئ إلى تلف الغطاء.
- الأغطية النسيجية المبطنة بمادة مهبور® القابلة للغسل:
- يمكن غسلها وتجفيفها بواسطة الشفافة أو على حبل الغسيل أو بشكل مسطح. تحقق من ملصق المنتج داخل غطاء النسيج لمعرفة ما إذا كان يمكن غسل غطائك.
- ملاحظة هامة: مادة مهبور® القابلة للغسل ثقيلة عندما تكون مبللة، يرجى اتباع التعليمات التالية بعناية:

عرض الغطاء (سم)	سعة الغسالة / الشفافة
-----------------	-----------------------

حتى 95 سم	6 كغم
حتى 105 سم	7 كغم
حتى 120 سم	8 كغم
أكثر من 120 سم	يجب غسلها في مفصلة

- ملاحظة هامة: يجب أن تكون الأغطية جافة تماماً قبل الاستخدام أو التخزين.
- نصيحة: قم بوزن الغطاء قبل الغسيل. جفف الغطاء حتى يصبح وزنه نفس الوزن الذي كان عليه قبل الغسيل. عندها تعرف أن الغطاء جاف تماماً.

وسادة مهبور® Down Luxe:

ملاحظة هامة:

- قم بإزالة كيس الإسفنج في حبيبات الإسفنج مهبور® قبل غسل الغطاء السفلي.
- استخدم منظف الغسيل الخالي من الأمونياات لإزالة الغطاء السفلي وجففه باستخدام زوج من كرات التجفيف (أو كرات التنس النظيفة) لتجنب التكتل ولضمان تجفيف الجزء السفلي بالتساوي.
- لا تستخدم منعقم الأقمشة على الغطاء السفلي.

- يجب أن تكون الأغطية جافة تماماً قبل الاستخدام أو التخزين.
- نصيحة: قم بوزن غطاء وسادة Down Luxe (يدون كيس الإسفنج) قبل الغسيل. قم بتجفيف الغطاء في الشفافة بعد الغسيل حتى يصبح للغطاء نفس الوزن الذي كان عليه قبل الغسيل. عندها تعرف أن الغطاء السفلي جاف تماماً.

ملاحظة هامة:

- لا تغسل إسفنج مهبور®.
- يُستثنى من ذلك وسادة مهبور® Easy Clean وسادة مهبور® Pure Clean والتي يمكن غسلها (يجب اتباع تعليمات التنظيف الموضحة على ملصق العناية بهذه الوسادة).
- ويُستثنى من ذلك أيضاً الأغطية النسيجية التي تحتوي على مادة مهبور® القابلة للغسل - اتبع تعليمات التنظيف المحددة على ملصق المنتج وفي هذه التعليمات.
- لا تقم بتنظيف إسفنج مهبور® بالبخار أو بالتنظيف الجاف.


ملاحظة هامة

- يجب تهوية منتجات مهبور® بانتظام للتخلص من الرطوبة.

تنبيه: بعد غسل الغطاء النسيجي للمرتبة، يرجى التأكد من وضعه وفقاً للاتجاه المطبوع على جانب لب الإسفنج. مواد مهبور® التي توفر أقصى قدر من الراحة وتخفيف الضغط موجودة فقط على الجانب العلوي من البطانة.

تنبيه: بعد غسل الأغطية النسيجية لمنتجات الجلوس أو الوسائد التي تحتوي على طبقات من الإسفنج، يرجى الانتباه إلى اتجاه لب الإسفنج عند إعادة تجميع المنتجات. مواد مهبور® التي توفر أقصى قدر من الراحة وتخفيف الضغط موجودة فقط على الجانب العلوي من البطانة.

أغطية الفوتون TEMPUR PRIMA™ وTEMPUR PRO™ وTEMPUR PRO™ Air™ مجهزة برموز رمزية داخلية لتسهيل تركيب الغطاء بسهولة وبشكل صحيح بعد الغسيل. للحصول على الإحساس الصحيح، يرجى التأكد من أن الرمز الدائري في الغطاء مطابق للرمز الدائري المطبوع على الاسفنج.



معلومات المنتج الفنية

- تحتوي منتجات منتقاة من مهبور® على طبقة مانعة للانزلاق على الجانب السفلي، وتضمن هذه الطبقة عدم انزلاق المنتج أثناء الاستخدام.
- تتوفر منتجات مهبور® بأحجام مختلفة. وزن المنتج يعتمد على حجم المنتج. ويحكم الإطلاع على المزيد من المعلومات عند الطلب.
- مكونات الأغطية - راجع ملصق المنتج الموجود داخل الغطاء النسيجي.

اللاكتس

يتم تصنيع بعض منتجات مهبور® من طبقات إسفنجية مع إسفنج مهبور® في الأعلى ومع مادة لاصقة تحتوي على مادة اللاكتس بين الطبقات.

يرجى التحقق من ملصق المنتج الموجود داخل الغطاء النسيجي لمعرفة ما إذا كان المنتج اذني شريته يحمل علامة CE.

لا يحتوي إسفنج مهبور® والغطاء النسيجي على مادة اللاكتس.

معايير السلامة من الحرائق

تحذير: خطر نشوب حريق: احتفظ بالمنتجات بعيداً عن اللهب المكشوف

منتج تمبور®	السلامة من الحرائق
المراتب، اللبادات	EN 597-1 (اختبار السجائر)
المراتب واللبادات (الأنواع المقاومة للحريق)	BS 7177 Low Hazard DS/EN 597-1 (اختبار السجائر) DS/EN 597-2 (اختبار أعواد الثقاب) BS 5852 (Crib V) على الإسفنج
الوسائد والمخدات الصغيرة ومنتجات تحديد الوضعية (الحشوات المقبولة والحبيبات)	EN/ISO 12952-1 (اختبار السجائر)
الوسائد والمخدات الصغيرة ومنتجات تحديد الوضعية، مقبولة (الأنواع المقاومة للحريق)	EN/ISO 12952-1 (اختبار السجائر) BS 5852 (Crib V) على الإسفنج
الوسائد والمخدات الصغيرة ومنتجات تحديد الوضعية المحشوة بالحبيبات (الأنواع المقاومة للحريق)	EN/ISO 12952-1 (اختبار السجائر) BS 5852 (source 2) على فتات الإسفنج BS 5852 (Crib V) على الإسفنج
وسادة تمبور® Down Luxe: (الأنواع المقاومة للحريق)	BS 5852 (source 2) على فتات الإسفنج BS 5852 (source 2) على الإسفنج
	EN/ISO 12952-1 (اختبار السجائر)

الشركة المصنعة

دان فوم إيه بي إس

43 هولموند

5560 أروب

الدانمرك

وتعتبر هذه الشركة إحدى الشركات التابعة لشركة تمبور سيلبي

إنترناشونال.



EL Σε περίπτωση ασυμφωνίας μεταξύ των εννοιών
οποιαδήποτε μεταφρασμένων εκδόσεων αυτού του
κειμένου, υπερισχύει η έννοια της έκδοσης στην αγγλική
γλώσσα.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Καλωσορίσατε στην TEMPUR®

Σας ευχαριστούμε και
συγχαρητήρια που επιλέξατε την
TEMPUR®. Αυτός ο οδηγός
περιλαμβάνει όλα όσα χρειάζεται
να γνωρίζετε για τη φροντίδα και
την απόλαυση του προϊόντος σας
TEMPUR®.

Για συγκεκριμένες πληροφορίες
προϊόντος, επισκεφτείτε το **www.
tempur.com**.

Κατά την παράδοση του στρώματός σας

Κατά την αποστολή, τα υφασμάτινα καλύμματα μεγαλύτερων
αντικειμένων, όπως των στρωμάτων, μπορεί να μετακινηθούν
από την αρχική τους θέση. Αφού ανοίξετε και τοποθετήσετε το
προϊόν σας TEMPUR®, δώστε λίγο χρόνο στο υλικό αφρού
TEMPUR® να προσαρμοστεί στην θερμοκρασία του δωματίου.
Μετά μπορείτε να ισιώσετε και να στρώσετε το κάλυμμα στη
θέση του με το χέρι σας.

Αν έχετε αγοράσει ένα συμπιεσμένο στρώμα TEMPUR®
EASE ή ένα κάλυμμα στρώματος TEMPUR®

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Τα συμπιεσμένα στρώματα TEMPUR® EASE πρέπει
να βγουν από το πακέτο το αργότερο 6 μήνες μετά από την
ημερομηνία παραγωγής. Μόλις παραλάβετε το στρώμα σας
TEMPUR® EASE, ελέγξτε την ημερομηνία παραγωγής στο κουτί και
βγάλτε το από το πακέτο μέσα στο ορισμένο χρονικό διάστημα.
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το στρώμα σας TEMPUR® EASE
αμέσως μόλις το βγάλετε από τη συσκευασία. Μπορεί να
χρησιμοποιηθεί έως και 72 ώρες (3 μέρες) πριν το στρώμα σας
TEMPUR® EASE να επανέλθει στο αρχικό του σχήμα και ύψος.

Τα καλύμματα στρωμάτων που είναι τυλιγμένα μέσα στη
συσκευασία θα χρειαστούν λίγο περισσότερο χρόνο για να
ανακτήσουν το αρχικό τους σχήμα. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε
το κάλυμμα στρώματος αμέσως μόλις το βγάλετε από τη
συσκευασία.

Ορισμένες τσακίσεις στα καλύμματα είναι αναμενόμενες και
εξαφανίζονται αμέσως μόλις το στρώμα / κάλυμμα ανακτήσει το
αρχικό του σχήμα. Σε ορισμένες περιπτώσεις, ίσως να χρειαστεί
να πλύνετε το κάλυμμα για να φύγουν οι τσακίσεις.

- Πάντα να ακολουθείτε τις οδηγίες πλυσίματος στην ετικέτα
που βρίσκεται στην εσωτερική πλευρά του καλύμματος.

Η μυρωδιά του «νέου προϊόντος»

Ορισμένοι άνθρωποι παρατηρούν μια ορισμένη μυρωδιά μόλις
ανοίξουν το νέο τους προϊόν TEMPUR®. Η μυρωδιά είναι πλήρως
αβλαβής και θα εξαφανιστεί μετά από μια μικρή περίοδο χρήσης.
Αφήστε το προϊόν να αεριστεί ή να «αναπνεύσει» εκτός
συσκευασίας σε έναν καλά αεριζόμενο χώρο πριν και μετά τη
χρήση, για να φύγει η μυρωδιά.

Σχετικά με το υλικό αφρού TEMPUR®

Το υλικό αφρού TEMPUR® είναι μια επιφάνεια ανακούφισης
πίεσης, η οποία έχει σχεδιαστεί με ένα ιξώδες / ελαστικό υλικό με
ανοιχτή κυτταρική δομή, το οποίο απορροφά και διανέμει
ανάλογα το βάρος του σώματος για μέγιστη άνεση. Το ευαίσθητο
στη θερμοκρασία υλικό μαλακώνει, συμπίεζεται και
προσαρμόζεται στο μοναδικό σχήμα και βάρος του σώματός σας
σε θερμοκρασία δωματίου, για εξατομικευμένη υποστήριξη. Η
υψηλή πυκνότητα του υλικού αφρού TEMPUR® διασφαλίζει τη
μέγιστη πολυδιστασιή σταθερότητα και άνεση.

Το υλικό αφρού TEMPUR® αντιδρά στο θερμικό αντίκτυπο του
σώματος. Η ιξώδης / ελαστική ιδιότητα του υλικού διασφαλίζει
ότι το TEMPUR® σας θα επιστρέψει στο αρχικό του σχήμα μετά τη
συμπίεση, μετά από μια μικρή καθυστέρηση. Αυτή η
καθυστέρηση ποικίλλει, ανάλογα με την θερμοκρασία. Σε
θερμοκρασίες χαμηλότερες από 18°C το στρώμα σας θα είναι πιο
σκληρό, ενώ σε υψηλότερες θερμοκρασίες θα αισθανέστε το
TEMPUR® υλικό πιο μαλακό.

Συνηθίζοντας την αίσθηση

Αν το προηγούμενο στρώμα ή μαξιλάρι σας είχε πιο
παραδοσιακές μεθόδους υποστήριξης, όπως σούστες, είναι
πιθανόν ότι θα αισθανέστε διαφορετικό το προϊόν TEMPUR® στην
αρχή. Οι μοναδικές ιδιότητες του υλικού αφρού TEMPUR®,
μπορεί να απαιτήσουν λίγο χρόνο από το σώμα σας, ώστε αυτό να
προσαρμοστεί και να συνηθίσει την αίσθηση.

Περίοδος συνήθειας

ΣΤΡΩΜΑ TEMPUR® (δεν ισχύει για τα συμπιεσμένα
στρώματα TEMPUR® EASE)

Όσο περισσότερο χρόνο μένετε ξαπλωμένος στο κρεβάτι
διαβάζοντας ή βλέποντας τηλεόραση, τόσο το καλύτερο. Η
επιπλέον κίνηση θα βοηθήσει τις κυψέλες στο υλικό αφρού
TEMPUR® να ανοίξουν. Καθώς θα ανοίγουν, οι κυψέλες
«αναπνέουν» και ανταποκρίνονται πιο γρήγορα στο βάρος και τη
θερμοκρασία, αλλά μετά θα επιστρέψουν στο αρχικό τους σχήμα.
Ο χρήστης μπορεί να νομίζει ότι το στρώμα μαλακώνει, αλλά
στην πραγματικότητα δεν παρατηρείται καμία αλλαγή στις
ιδιότητες ανακούφισης πίεσης του προϊόντος σας.

Δε χρειάζεται να το γυρίσετε

Η τεχνολογική πρόοδος της TEMPUR® απαιτεί ελάχιστη
συντήρηση. Κάθε μοντέλο στρώματος έχει πολλαπλά
στρώματα, οπότε θα κοιμάστε πάντα στην πάνω πλευρά.

Για να παρατείνετε τη διάρκεια ζωής των προϊόντων σας, από
καιρό σε καιρό μπορείτε να γυρνάτε το στρώμα από το κεφάλι
στα πόδια.

ΜΑΞΙΛΑΡΙΑ TEMPUR®

- Κατά τις 2-3 πρώτες εβδομάδες χρήσης, χρησιμοποιήστε το
μαξιλάρι σαν υποστήριγμα μέσης, ώστε να βελτιώσετε την
υποστήριξη και την ανακούφιση πίεσης κατά τη διάρκεια του
ύπνου.

- Κατά την κανονική χρήση, μπορεί να αισθανθείτε εξογκώματα αφρού. Μπορείτε να κάνετε μασάζ στο μαξιλάρι για να πάρει το αρχικό του σχήμα του. Διατηρώντας το κάλυμμα στη θέση του, τοποθετήστε το μαξιλάρι σε μια επίπεδη επιφάνεια. Σπρώξτε το αφρώδες γέμισμα προς τη μέση του μαξιλαριού, ενώ απομακρύνετε απαλά τα κομμάτια αφρού και από τις δύο πλευρές. Μόλις φύγουν τα εξογκώματα, ισιώστε απαλά τη γέμιση για να επαναφέρετε το μαξιλάρι στο κανονικό του σχήμα. (για μαξιλάρια που κατασκευάζονται με κόκκους αφρού υλικού TEMPUR®).
- Τα μαξιλάρια EASE που αποστέλλονται πακεταρισμένα σε κενό αέρος, θα χρειαστούν λίγο χρόνο μέχρι να ανακτήσουν το σχήμα τους, αφού τα βγάλετε από τη συσκευασία.

Μετακόμιση, μεταφορά, αποθήκευση και απόρριψη

- Εκτός κι αν αναφέρεται διαφορετικά, τα προϊόντα TEMPUR® ΔΕΝ θα πρέπει να λυγίζονται ή να πιέζονται σε άλλο σχήμα από το αρχικό τους, καθώς έτσι ρισκάρετε να καταστρέψετε το υλικό και να χάσετε τις ιδιότητες και τα πλεονεκτήματά τους.
- Εξαιτίας της φύσης του υλικού αφρού TEMPUR®, τα προϊόντα μπορεί να συμπειστούν ελαφρά κατά τη μεταφορά ή την αποθήκευση. Αυτό είναι αναμενόμενο, το προϊόν θα επανέλθει στην κανονική του κατάσταση σύντομα σε θερμοκρασία δωματίου.
- Μην ξετυλίγετε ένα κάλυμμα στρώματος TEMPUR® όταν κάνει κρύο, καθώς έτσι μπορεί να σκίσετε ή να δημιουργήσετε ρωγμές στο υλικό αφρού. Αφήστε το κάλυμμα στρώματος TEMPUR® να προσαρμοστεί στη θερμοκρασία δωματίου πριν ξετυλίξετε.
- Τα προϊόντα TEMPUR® θα πρέπει να αποθηκεύονται στο αρχικό τους σχήμα. Εξαιρείται το μαξιλάρι ταξιδιού TEMPUR® Travel, το οποίο μπορεί να μεταφερθεί τυλιγμένο μέσα στην τσάντα που σας παρέχεται (η τσάντα πρέπει να χρησιμοποιείται ΜΟΝΟ κατά το ταξίδι, για να αποφευχθεί η μόνιμη παραμόρφωση του προϊόντος).
- Τα στρώματα TEMPUR® θα πρέπει να αποθηκεύονται οριζόντια, ιδανικά στην αρχική τους συσκευασία (δεν μπορείτε να επαναχρησιμοποιήσετε την αρχική συσκευασία των στρωμάτων TEMPUR® EASE).
- Τα συμπεσμένα στρώματα TEMPUR® EASE δεν πρέπει να συμπιέζονται εκ νέου για αποθήκευση.
- Τα καλύμματα στρωμάτων TEMPUR® μπορούν να αποθηκευτούν οριζόντια ή τυλιγμένα.
- Τα προϊόντα TEMPUR® θα πρέπει να αποθηκεύονται σε ξηρό περιβάλλον (65% σχετική υγρασία το πολύ).
- Για την απόρριψη του προϊόντος σας, παρακαλούμε απευθυνθείτε στις τοπικές αρχές της χώρας αγοράς.

Σύμβολα

Τα ακόλουθα σύμβολα χρησιμοποιούνται στο προϊόν, τη συσκευασία ή σε αυτό το εγχειρίδιο.



Κατασκευαστής



Αριθμός παρτίδας



Ημερομηνία κατασκευής



Το CE χαρακτηρίζεται ως ιατροτεχνολογικό προϊόν κατηγορίας I σύμφωνα με τις απαιτήσεις του MDR (EE) 2017/745.



Ιατρική συσκευή



Προσανατολισμός προϊόντος τυπωμένους σε πυρήνες αφρού στρώματος



Συμβουλευτείτε τις οδηγίες χρήσης



Το προϊόν είναι κατασκευασμένο με κόλλα που περιέχει φυσικό λάτεξ.



Αποφύγετε την ανοιχτή φλόγα



Όριο υγρασίας



Κρατήστε το στεγνό



Συνιστάμενο μέγιστο βάρος χρήστη



Το στρώμα/μαξιλάρι πρέπει να βγει από τη συσκευασία του το αργότερο 6 μήνες μετά από την ημερομηνία παραγωγής που αναγράφεται στο κουτί/συσκευασία.



Προειδοποιήσεις και προφυλάξεις



Λογότυπο Triman για σωστή απόρριψη, σχετικό μόνο με τη Γαλλία.

Σήμανση CE

Τα ακόλουθα μπορεί να μην έχουν εφαρμογή σε όλες τις αγορές. Πολλά από τα προϊόντα TEMPUR-MED® ταξινομούνται ως Ιατροτεχνολογικά προϊόντα, κατηγορίας Ι και CE, σύμφωνα με το MDR (EU) 2017/745

Ο επιδιωκόμενος σκοπός των προϊόντων με τη σήμανση CE είναι να αποτρέψει ή να μειώσει τον κίνδυνο εμφάνισης ελκών πίεσης σε ενήλικες. Αυτό συμβαίνει χάρη στις ιδιότητες αναδιανομής πίεσης του υλικού αφρού TEMPUR®.

Τα προϊόντα με τη σήμανση CE προορίζονται για οικιακή χρήση. Είναι σημαντικό οι ακινητοποιημένοι χρήστες να μετακινούνται σε τακτική βάση.

Ελέγξτε την ετικέτα του προϊόντος στο εσωτερικό του υφασμάτινου καλύμματος για να δείτε εάν το προϊόν που αγοράσατε έχει τη σήμανση CE. Για τα στρώματα των οποίων τα ανωστρώματα αφαιρούνται για εύκολο καθαρίσμα, η σήμανση CE βρίσκεται στο ανώστρωμα.

Τα στρώματα TEMPUR® με τη σήμανση CE και τα καλύμματα στρωμάτων είναι κατάλληλα για χρήση από χρήστες με βάρος έως και 150 kg.

Σε περίπτωση σοβαρού συμβάντος με το προϊόν, ο κατασκευαστής και η αρμόδια αρχή στη χώρα καταγωγής του χρήστη πρέπει να ενημερώνονται.

Για να αναφέρετε ένα συμβάν στον κατασκευαστή, αναφέρετε το συμβάν ως παράπονο εγγύησης, ακολουθώντας τις οδηγίες που καθορίζονται στην ενότητα «εγγύηση» αυτού του εγχειριδίου.

Παρακαλούμε προσέξτε τις επιπλέον

Οδηγίες Χρήσης

Προειδοποιήσεις και προφυλάξεις

Τα ακόλουθα σύμβολα και κείμενο χρησιμοποιούνται για να σας τραβήξουν την προσοχή σε πιθανόν επικίνδυνες ή ανεπιθύμητες καταστάσεις. Παρακαλούμε να γνωρίζετε ότι η αποτυχία συμμόρφωσης με αυτές τις οδηγίες μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα τον τραυματισμό σας ή την καταστροφή του προϊόντος σας.

	ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ	Να γνωρίζετε καταστάσεις ή πρακτικές που μπορεί να προκαλέσουν θάνατο ή σοβαρό τραυματισμό
	ΠΡΟΣΟΧΗ	Να γνωρίζετε καταστάσεις ή πρακτικές που μπορεί να προκαλέσουν μικρούς ή σοβαρούς τραυματισμούς
	ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ	Να γνωρίζετε τις καταστάσεις ή τις πρακτικές που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε ζημία στο προϊόν ή σε άλλη ιδιοκτησία

 **Προειδοποίηση:** Μην αφήνετε μωρά, μικρά παιδιά ή υπερήλικες μόνους τους στο κρεβάτι χωρίς επίβλεψη, αν δεν μπορούν να γυρίσουν πλευρό μόνοι τους.

 **Προειδοποίηση:** Είναι σημαντικό οι ακινητοποιημένοι χρήστες να μετακινούνται σε τακτική βάση.

Η απροσεξία προκαλεί πυρκαγιά - συνιστούμε ανεπιφύλακτα να μην καπνίζετε στο κρεβάτι ή κατά τη χρήση των προϊόντων.

 **Προειδοποίηση:** Κίνδυνος πυρκαγιάς: κρατήστε τα προϊόντα μακριά από ανοιχτές φλόγες



Προσοχή. Αν αγοράσατε ένα στρώμα ως ιατρική συσκευή για να αποφύγετε τα έλκη κατάκλισης και εάν το ανώστρωμα μπορεί να αφαιρεθεί για εύκολο καθαρίσμα: Παρακαλούμε να θυμάστε ότι αν αντικαταστήσετε το ανώστρωμα, το στρώμα δε θα αποτελεί πια ιατρική συσκευή για την αποφυγή ελκών κατάκλισης.



Προσοχή: Μη χρησιμοποιείτε προστατευτικά στρώματα στα στρώματα TEMPUR® γιατί μπορεί να μειώσουν τις ιδιότητες σωστής κατανομής του βάρους. Για να διασφαλίσετε τη βέλτιστη υποστήριξη, προτείνουμε να στρώσετε το σεντόνι σας απευθείας πάνω στο στρώμα.



Προσοχή: Παρακαλούμε προσέξτε ότι το υλικό αφρού TEMPUR® ανταποκρίνεται βέλτιστα στη φυσική θερμοκρασία του χρήστη, οπότε δε συνιστάται η χρήση ηλεκτρικής κουβέρας ή/ και θερμοφώρας. Η ζέση της ηλεκτρικής κουβέρας θα εμποδίσει την ευαισθησία στη θερμοκρασία του υλικού αφρού TEMPUR®. Παρόλα αυτά, αν επιθυμείτε να χρησιμοποιήσετε ηλεκτρική κουβέρτα, προτείνουμε να το κάνετε πάνω από το σεντόνι και να αποφύγετε την άμεση επαφή της με το υλικό αφρού TEMPUR®.

- **ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ:** Να ακολουθείτε πάντα τις οδηγίες του κατασκευαστή της ηλεκτρικής κουβέρας.
- **ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ:** Σε περίπτωση που η θερμοφόρα σας σκιστεί και βρέξει, λερώσει ή καταστρέψει το στρώμα σας, σας ενημερώνουμε ότι η εγγύηση θα ακυρωθεί.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ:

- Τα στρώματα TEMPUR® πρέπει πάντα να τοποθετούνται σε βάση κρεβατιού που επιτρέπει την κυκλοφορία του αέρα, ώστε να αποφεύγεται η συσσώρευση υγρασίας στο στρώμα. Για παράδειγμα, μια βάση με ελατήρια ή με ελαστικούς δίσκους στήριξης, με τάβλες ή εργονομικό τελάρο. Δεν πρέπει να είναι μια εντελώς συμπαγή βάση. Η βάση θα πρέπει επίσης να πατάει σε πόδια ή ρόδες για να μπορεί να κυκλοφορεί ο αέρας από κάτω της.
- Μη χρησιμοποιείτε μαξιλάρι TEMPUR® με βρεγμένα μαλλιά, γιατί θα καταστραφεί το υλικό αφρού.
- Για τα μαξιλάρια που είναι γεμάτα με το υλικό αφρού TEMPUR®, κόκκους ή πούπουλα: Κατά την κανονική χρήση, μπορεί να αισθανθείτε εξογκώματα αφρού. Μπορείτε να κάνετε μασάζ στο μαξιλάρι για να πάρει το αρχικό του σχήμα του. Διατηρώντας το κάλυμμα στη θέση του, τοποθετήστε το μαξιλάρι σε μια επίπεδη επιφάνεια. Σπρώξτε το αφρώδες γέμισμα προς τη μέση του μαξιλαριού, ενώ απομακρύνετε απαλά τα κομμάτια αφρού και από τις δύο πλευρές. Μόλις φύγουν τα εξογκώματα, ισιώστε απαλά τη γέμιση για να επαναφέρετε το μαξιλάρι στο κανονικό του σχήμα.
- Μην ξετυλίγετε ένα κάλυμμα στρώματος TEMPUR® όταν κάνει κρύο, καθώς έτσι μπορεί να σκιστεί ή να δημιουργηστεί ρωγμές στο υλικό αφρού. Αφήστε το κάλυμμα στρώματος TEMPUR® να προσαρμοστεί στη θερμοκρασία δωματίου πριν ξετυλίξετε.
- Τα καλύμματα στρώματος TEMPUR® πρέπει πάντα να τοποθετούνται πάνω από το στρώμα.
- Μη λυγίζετε ή πιέζετε το προϊόν TEMPUR®, καθώς έτσι μπορεί να καταστρέψετε το υλικό αφρού.
- Μην τροποποιείτε ή επισκευάζετε το προϊόν σας - θα ακυρωθεί η εγγύηση.

Καθαρισμός και Συντήρηση

- Τα περισσότερα υφασμάτινα καλύμματα μπορούν να αφαιρεθούν και να πλυθούν. Παρακαλούμε ακολουθήστε τις συγκεκριμένες οδηγίες καθαρισμού που θα βρείτε στην ετικέτα στο εσωτερικό μέρος του υφασμάτινου καλύμματος.
- Ορισμένα υφασμάτινα καλύμματα που περιέχουν υλικό αφρού TEMPUR® δεν κάνει να πλυθούν με νερό ή με στεγνό καθαρισμό, μόνο να αφαιρεθούν για να αεριστούν ή να βουρτσιστούν.
- Δεν συνιστούμε τη χρήση ηλεκτρικής σκούπας σε υφασμάτινα καλύμματα, καθώς μπορεί να τα χαλάσει.
- Ενδέχεται να προκύψουν κόμποι στα υφασμάτινα καλύμματα κατά την κανονική χρήση ως συνάρτηση της αλληλεπίδρασης με τα εξωτερικά υφάσματα. Οι κόμποι δεν αποτελούν ένδειξη κακής ποιότητας και μπορούν εύκολα να αφαιρεθούν με μια «ξυριστική μηχανή υφασμάτων»/«αφαίρεσης κόμπων» που λειτουργεί με μπαταρία.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Ακολουθείτε πάντα τις οδηγίες χρήσης από τον προμηθευτή της «ξυριστικής μηχανής κλωστοϋφαντουργίας»/«αφαίρεσης κόμπων». Η λανθασμένη χρήση μπορεί να καταστρέψει το κάλυμμα.

Υφασμάτινα καλύμματα με πλενόμενο υλικό TEMPUR:

- Μπορούν να πλυθούν στο πλυντήριο και στο στεγνωτήριο ή να απλωθούν ή να στεγνώσουν οριζόντια. Ελέγξτε την ετικέτα μέσα από το υφασμάτινο κάλυμμα για να δείτε αν το κάλυμμα σας μπορεί να πλυθεί.
- ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ:** Το πλενόμενο υλικό TEMPUR® είναι βαρύ όταν είναι βρεγμένο, παρακαλούμε ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες με προσοχή:

Πλάτος καλύμματος (cm)	Χωρητικότητα πλυντηρίου / στεγνωτηρίου
Έως 95 cm	6 kg
Έως 105 cm	7 kg
Έως 120 cm	8 kg
Πάνω από 120 cm	θα πρέπει να πλυθεί σε επαγγελματικό καθαριστήριο

- ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ:** Τα καλύμματα πρέπει να είναι εντελώς στεγνά πριν από τη χρήση ή την αποθήκευση.
Συμβουλή: Ζυγίστε το κάλυμμα πριν το πλύνετε. Στεγνώστε το κάλυμμα μέχρι να έχει το ίδιο βάρος όπως και πριν από την πλύση. Τότε θα ξέρετε ότι το κάλυμμα έχει στεγνώσει πλήρως.

Μαξιλάρι TEMPUR® Down Luxe:

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ:

- Αφαιρέστε τον σάκο αφρού με το κοκκιώδες υλικό αφρού TEMPUR® πριν να πλύνετε το πουπουλένιο κάλυμμα.
- Χρησιμοποιήστε απορρυπαντικό χωρίς ένζυμα για το πουπουλένιο κάλυμμα και χρησιμοποιήστε μπάλες στεγνώματος για το στεγνωτήριο (ή καθαρές μπάλες του τένις) για να μη δημιουργηθούν οβόλοι και για να βεβαιωθείτε ότι το πούπουλο θα στεγνώσει ομοιόμορφα.
- Μην χρησιμοποιείτε μαλακτικό στο πουπουλένιο κάλυμμα.
- Τα καλύμματα πρέπει να είναι εντελώς στεγνά πριν από τη χρήση ή την αποθήκευση.
- Συμβουλή: Ζυγίστε το κάλυμμα μαξιλαριού Down Luxe (χωρίς τον σάκο αφρού) πριν το πλύνετε. Στεγνώστε το κάλυμμα μέχρι να έχει το ίδιο βάρος όπως και πριν από την πλύση. Τότε θα ξέρετε ότι το πουπουλένιο κάλυμμα έχει στεγνώσει πλήρως.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ:

- Μην πλένετε το υλικό αφρού TEMPUR®.
Εξαιρούνται τα μαξιλάρια TEMPUR® EasyClean και TEMPUR® PureClean τα οποία πλένονται (ακολουθήστε ακριβώς τις οδηγίες πλυσίματος στην ετικέτα του προϊόντος μέσα από το υφασμάτινο κάλυμμα).
Εξαιρούνται επίσης τα υφασμάτινα καλύμματα με το πλενόμενο υλικό TEMPUR® - ακολουθήστε ακριβώς τις οδηγίες πλυσίματος στην ετικέτα του προϊόντος και αυτές τις οδηγίες.
- Μην καθαρίζετε με ατμό ή στεγνώνετε στο στεγνωτήριο το υλικό αφρού TEMPUR®.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ

- Όλα τα προϊόντα TEMPUR® πρέπει να αερίζονται τακτικά για να αφαιρεθεί η υγρασία.




Προσοχή: Μετά το πλύσιμο βεβαιωθείτε ότι το υφασμάτινο κάλυμμα του στρώματος αντικαθίσταται σύμφωνα με τον προσανατολισμό που εκτυπώνεται στην πλευρά του πυρήνα αφρού στρώματος. Το υλικό αφρού TEMPUR® που παρέχει μέγιστη άνεση και ανακούφιση πίεσης βρίσκεται μόνο στην πάνω πλευρά του πυρήνα.



Προσοχή: Μετά το πλύσιμο των υφασμάτων των καλυμμάτων των προϊόντων καθισμάτων / μαξιλαριών με στρώματα αφρού, πρέπει να προσέξετε τον προσανατολισμό του πυρήνα αφρού κατά την επανασυναρμολόγηση των προϊόντων. Το υλικό αφρού TEMPUR® που παρέχει μέγιστη άνεση και ανακούφιση πίεσης βρίσκεται μόνο στην πάνω πλευρά του πυρήνα.

Τα καλύμματα futon TEMPUR PRIMA™, TEMPUR PRO™ και TEMPUR PRO Air™ φέρουν ετικέτες εικονιδίων στο εσωτερικό, για εύκολη και σωστή τοποθέτηση του καλύμματος μετά το πλύσιμο. Για σωστή αίσθηση, βεβαιωθείτε ότι το κυκλικό εικονίδιο στο κάλυμμα ταίριαζει με το κυκλικό εικονίδιο που είναι τυπωμένο στον αφρό.



Τεχνικές πληροφορίες Προϊόντος

- Ορισμένα προϊόντα TEMPUR® έχουν αντιολισθητικό υλικό από την κάτω πλευρά. Το υλικό αυτό αποτρέπει την ολίσθηση του προϊόντος κατά την χρήση.
- Τα προϊόντα TEMPUR® διατίθενται σε διάφορα μεγέθη. Το βάρος του προϊόντος εξαρτάται από το μέγεθος του προϊόντος. Περαιτέρω πληροφορίες διατίθενται μετά από σχετική αίτηση.
- Για πληροφορίες σχετικά με τα συστατικά υλικά στα καλύμματα - δείτε την ετικέτα που βρίσκεται στο εσωτερικό του υφασμάτινου καλύμματος.

Λάτεξ

Ορισμένα προϊόντα TEMPUR® κατασκευάζονται από στρώματα αφρού με το υλικό αφρού TEMPUR® στην κορυφή και με μια κόλλα που περιέχει λάτεξ μεταξύ των στρωμάτων.

Ελέγξτε την ετικέτα του προϊόντος μέσα από το υφασμάτινο κάλυμμα για να δείτε εάν το προϊόν που αγοράσατε περιέχει λάτεξ.

Το αφρώδες υλικό TEMPUR® και το κάλυμμα δεν περιέχουν λάτεξ.

Πυρασφάλεια



Προειδοποίηση Κίνδυνος πυρκαγιάς: κρατήστε τα προϊόντα μακριά από ανοιχτές φλόγες

Προϊόν TEMPUR®	Πυρασφάλεια
Στρώματα, ανωστρώματα	EN 597-1 (Δοκιμή με τσιγάρο)
Στρώματα, ανωστρώματα (πυράντοχη έκδοση)	BS 7177 Low Hazard: DS/EN 597-1 (Δοκιμή με τσιγάρο) DS/EN 597-2 (Δοκιμή με σπρίτσο) BS 5852 (Crib V) σε αφρό
Μαξιλάρια, μαξιλαράκια και προϊόντα τοποθέτησης (σταθερή και κοκκιώδης γέμιση)	EN/ISO 12952-1 (Δοκιμή με τσιγάρο)
Μαξιλάρια, μαξιλαράκια και προϊόντα τοποθέτησης, σταθερά (πυράντοχες εκδόσεις)	EN/ISO 12952-1 (Δοκιμή με τσιγάρο) BS 5852 (Crib V) σε αφρό
Μαξιλάρια, μαξιλαράκια και προϊόντα τοποθέτησης, με κοκκιώδη γέμιση (πυράντοχες εκδόσεις)	EN/ISO 12952-1 (Δοκιμή με τσιγάρο) BS 5852 (source 2) σε κόκκους αφρού BS 5852 (Crib V) σε αφρό
Μαξιλάρι Down Luxe (πυράντοχες εκδόσεις)	EN/ISO 12952-1 (Δοκιμή με τσιγάρο) BS 5852 (source 2) σε κομμάτια αφρού BS 5852 (source 2) σε πούπουλα

Κατασκευαστής



Dan-Foam ApS

Holmelund 43

5560 Aarup

Δανία

* Η Dan-Foam ApS είναι θυγατρική της TEMPUR-Sealy International, Inc.

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

Üdvözljük a TEMPUR®-nál

Köszönjük és gratulálunk, hogy a

TEMPUR®-t választotta.

Útmutatónkban mindent megtalálhat

TEMPUR® terméke ápolásáról, hogy a legtöbbet nyújthassa az Ön számára.

Termékspecifikus információkért kérjük, látogasson el a **www.tempur.com** weboldalra.

Matraca szállítása során

Szállítás közben a nagyobb tárgyak, így a matracok textildurkolata elmozdulhat eredeti helyzetéből. TEMPUR® terméke kicsomagolása és elhelyezése után hagyja a TEMPUR® habanyagot egy ideig felmelegedni a környezeti levegő hőmérsékletén. Ezután egyszerűen kézzel egyengetheti és simíthatja a helyére a textildurkolatot.

Ha tömörített TEMPUR® EASE matracot VAGY egy TEMPUR® fedőmatracot vásárolt

FONTOS: A tömörített TEMPUR® EASE matracokat legkésőbb a gyártás dátumától számított 6 hónapon belül ki kell bontani. A TEMPUR® EASE matrac megérkezése után ellenőrizze a gyártás dátumát a dobozon, és ügyeljen, hogy az előírt kicsomagolási időszakon belül sor kerüljön a kicsomagolásra.

Kicsomagolás után azonnal használhatja TEMPUR® EASE matracát. Akár 72 órát (3 napot) is igénybe vehet, mire TEMPUR® EASE matrac a visszanyeri eredeti formáját és magasságát.

A csomagolásban felfüggyölve szállított fedőmatracoknak a kicsomagolás után szükségük van egy kis időre eredeti alakjuk visszanyeréséhez. A fedőmatracot a kicsomagolás után azonnal használhatja.

A huzatokon előfordulhatnak gyűrődések, ezek azonban eltűnnek, ahogy a matrac/fedőmatrac visszanyeri eredeti alakját. Egyes esetekben a huzatot ki kell mosni, hogy a ráncok eltűnjenek.

- Mindig kövesse a mosásra vonatkozó utasításokat, amelyek a huzat belsejében található ápolási címkén szerepelnek.

Az a bizonyos „új termék” illat

Vannak, akik kicsomagolás után enyhe illatot éreznek új TEMPUR® termékuknél. Ez teljesen ártalmatlan és rövid idő alatt eltűnik. A folyamat felgyorsítása érdekében használat előtt és után hagyja szellőzni vagy „lelegezni” a terméket, lehetőleg jól szellőző helyiségben és úgy, hogy közben ne takarja le.

A TEMPUR® habanyagról

A TEMPUR® habanyag nyomáscsökkentő felület, amelynek viszkoeelasztikus, nyitott cellás szerkezetét úgy alakították ki, hogy elnyelje és egyenletesen eloszlassa testének súlyát a maximális kényelem érdekében. Személyre szabott támogatást nyújtva, átlagos szobahőmérsékleten hőérékeny tulajdonságai lágyítják, összetömörítik és megfelelnek a test egyedi formájának és súlyának. A TEMPUR® habanyag magas sűrűsége maximális stabilitást és kényelmet biztosít.

A TEMPUR® habanyag reagál a test hőhatására. A habanyag viszkoeelasztikussága biztosítja, hogy tömörítés után a TEMPUR® eredeti formájába térjen vissza, némi beépített késleltetéssel. Ez a késleltetés a hőmérséklettől függően változik. Hűvösebb környezetben, pl. 18 °C-os vagy annál alacsonyabb hőmérsékleten szilárdabb érzésre számíthat, és minél magasabb a hőmérséklet, TEMPUR®-ja annál lágyabb lesz.

A hozzászokás

Ha előző matracra vagy párnára hagyományosabb támogatást, például rugót, tollat és/vagy rostot használt, akkor a TEMPUR® termékek eleinte szokatlan érzést biztosítanak. Időbe telhet, amíg a test alkalmazkodik a TEMPUR® habanyag egyedülálló nyomáscsökkentő tulajdonságaihoz, és ehhez hozzászokik.

A betörés időszaka

TEMPUR® MATRAC (tömörített TEMPUR® EASE matracok esetében nem érvényes)

Minél több időt tölt az ágyon vagy az ágyban – pihenéssel, olvasással vagy TV-nézéssel, – annál jobb. A plusz mozgás révén a TEMPUR® habanyag sejtjei kinyílnak. Eközben a sejték „lelegeznek” és gyorsabban reagálnak a súlyra és a hőmérsékletre, de visszatérnek eredeti formájukba. A felhasználó úgy érezheti, hogy a matrac lágyabbá válik, de valójában a termék nyomáscsökkentő tulajdonságai nem változnak.

Nem kell megfordítani

A TEMPUR® technológia fejlődése a karbantartást minimálisra csökkenti. Az egyes matracmodellek több rétegből állnak, ezért csak a felső oldalon fog aludni.

Termékeink élettartamának meghosszabbítása érdekében időről időre elforgathatja matracát fejfel lefelé. Normál használat közben habcsomókat tapasztalhat. A párna visszamasszírozható formába. Ha a fedél még mindig rajta van, helyezze a párnát sík felületre. Tolja a habtölteket a párna közepe felé, miközben óvatosan húzza szét a habcsomókat mindkét oldalról. Miután a csomók eltűnnek, óvatosan egyenlíts ki a tölteket, hogy visszaállítsa a párnát (TEMPUR® habanyag granulátumokkal töltött párnák esetén).

TEMPUR® PÁRNÁK

- Az első 2-3 hétben az is segíthet, ha a párnát nap közben a diványon használja, hiszen ezzel javítja az alvás során nyújtott támogatást és a nyomáscsökkentő előnyöket.
- Rázza fel és nyomkodja át a párnát, hogy a töltés ismét egyenletesen oszadjon el használat után (TEMPUR® habanyag granulátummal töltött párnák esetén).
- A zsugorlólába csomagolt EASE párnáknak szükségük van egy kis időre, hogy kicsomagolás után visszanyerjék eredeti alakjukat.

Mozgítás, szállítás, tárolás és ártalmatlanítás

- Eltérő rendelkezés hiányában a TEMPUR® termékeket **NEM** szabad meghajlítani vagy eredeti formájukból kinyomni, mivel az anyag károsodását, valamint minden tulajdonságának és előnyének elvesztését okozhatja.
- A TEMPUR® termékekben található habanyag a jellege miatt szállítási vagy tárolás során kissé összenyomódhat. Ez normális, és ha a terméket rövid ideig szobahőmérsékleten hagyjuk, visszatér eredeti méretéhez.
- Ne görgesse ki a TEMPUR® fedőmatracot hidegben, mivel az anyag elszakadhat vagy elrepedhet. Hagyja, hogy a TEMPUR® fedőmatracok átvegyék a szoba hőmérsékletét, mielőtt kigörgeti őket.
- A TEMPUR® termékeket eredeti formájukban kell tárolni. Kivétel ez alól a TEMPUR® Travel párna, amelyet a hozzá tartozó zsákban összehengerelve szállíthat (a zsákot **csak** utazás közben szabad használni, hogy elkerüljük a párna tartós deformációját).
- A TEMPUR® matracokat laposan fektetve, ideális esetben eredeti csomagolásukban kell tárolni (a csomagolás a tömörített TEMPUR® EASE matracok esetében nem használható fel újra).
- A tömörített TEMPUR® EASE matracokat tároláshoz nem szabad újra tömöríteni.
- A TEMPUR® fedőmatracok felgöngyölve vagy laposan fektetve tárolhatók.
- A TEMPUR® termékeket száraz környezetben (legfeljebb 65% relatív páratartalom mellett) kell tárolni.
- Használt terméke ártalmatlanításához kérjük, keresse fel a helyi hatóságot.

Szimbólumok

A következő szimbólumokat használják a terméken, a csomagoláson vagy a jelen kézikönyvben.



Gyártó



Tétel száma



Orvostechnikai eszköz



Olvassa el a használati utasítást



Kerülje a nyílt lángot



Gyártás időpontja



I. osztályú orvostechnikai eszközként CE-jelzéssel ellátva az EU orvostechnikai eszközökről szóló 2017/745 sz. rendelete alapján.



A termék elhelyezése a használati utasításban van megadva



A termék természetes gumilátex-tartalmú ragasztóval készül



Páratartalom-határérték



Tartsa szárazon



A matracot/párnát legkésőbb a gyártás dobozra/csomagolásra nyomtatott dátumától számított 6 hónapon belül ki kell bontani



Triman-logó a megfelelő ártalmatlanításért, csak Franciaországban érvényes



Felhasználó ajánlott max. testsúlya



Figyelmeztetések és óvintézkedések

CE-jelzés

Nem minden ország esetében érvényes

Számos TEMPUR® terméket I. osztályú orvostechnikai eszközként CE-jelzéssel jelölnek az EU orvostechnikai eszközökről szóló 2017/745 sz. rendeletével összhangban.

A CE-jelzéssel ellátott termékek ajánlott használati célja a felfekvések kialakulásának megelőzése vagy csökkentése felnőtteknél. Ezt a hatást a TEMPUR® habanyag nyomáselosztó tulajdonságai biztosítják.

A CE-jelzésű termékek otthoni gondozáshoz készültek. Fontos, hogy a mozgásképtelen használók testhelyzetét rendszeresen megváltoztassák.

Kérjük, ellenőrizze a textilhuzaton található termékcímkén, hogy a megvásárolt termék rendelkezik-e CE-jelzéssel. Olyan matracok esetén, amelyek felső huzata húzózárral rendelkezik a könnyű tisztítás érdekében, a CE-jelzés a felső huzat belsejében található.

A CE-jelzésű TEMPUR® matracok és fedőmatracok legfeljebb 150 kg testsúlyú használók számára alkalmasak.

A termékkel kapcsolatos súlyos baleset esetén tájékoztatni kell a gyártót és a felhasználó nemzeti illetékes hatóságát.

Ha jelentést szeretne küldeni egy balesetről a gyártónak, kérjük, jelentse azt jótállási panaszként, és kövesse a kézikönyv „Jótállás” szakaszában megadott utasításokat.

Felhívjuk figyelmét kiegészítő használati útmutatónkra

Figyelmeztetések és óvintézkedések

A következő szimbólumok és szövegek hívják fel a figyelmet a lehetséges veszélyekre és nemkívánatos helyzetekre. Ezeknek az utasításoknak a be nem tartása súlyos sérüléseket vagy a termék károsodását okozhatja.



FIGYELMEZTÉS

Legyen tisztában az olyan helyzetekkel vagy gyakorlatokkal, amelyek halálhoz vagy kritikus sérülésekhez vezethetnek



VIGYÁZAT

Legyen tisztában az olyan helyzetekkel vagy gyakorlatokkal, amelyek mérsékelt vagy könnyű sérülésekhez vezethetnek

FONTOS

Legyen tisztában az olyan helyzetekkel vagy gyakorlatokkal, amelyek károsíthatják a terméket vagy más vagyontárgyakat



Figyelmeztetés: Ne hagyjon felügyelet nélkül a matracra és/ vagy a párnán csecsemőket, kisgyermeket vagy idős embert, ha nem képesek maguktól könnyen átfordulni.



Figyelmeztetés: Fontos, hogy a mozgásképtelen használók testhelyzetét rendszeresen megváltoztassák.

A figyelmetlenség tüzet okoz – Kifejezetten javasoljuk, hogy ne dohányozzon az ágyban vagy a termék használata közben.



Figyelmeztetés: Tűzveszély: tartsa a termékeket nyílt lángtól távol



Vigázat. Ha egy matracot a felfekvések megelőzés céljából orvostechnikai eszközként vásároltak meg, és ha a felső huzat húzózárral eltávolítható a könnyű tisztálthoz: Ne feledje, hogy ha a felső huzatot kicseréli, akkor a matrac már nem számít a felfekvés megelőzését célzó orvostechnikai eszköznek.



Vigázat: Ne tegyen ágyvédót a TEMPUR® matracokra vagy fedőmatracokra, mivel ezek csökkentheti a nyomáelosztó tulajdonságokat. Az optimális támogatás érdekében azt javasoljuk, hogy tegyen egy lepedőt közvetlenül a matracra



Vigázat: Felhívjuk figyelmét, hogy a TEMPUR® habanyag a felhasználó természetes melegére reagálva működik a legjobban, ezért sem az elektromos takaró, sem a melegvízes palack **nem ajánlott**. Az elektromos takaróból származó hő átmenetileg ellensúlyozza a TEMPUR® habanyag hőérékenységet. Ám ha mégis elektromos takarót szeretne használni, azt javasoljuk, hogy egy külön lepedőre tegye, nehogy közvetlenül érintkezzen a TEMPUR® habanyaggal.

- **FONTOS:** Mindig kövesse az elektromos takaró szállítójától kapott használati utasításokat.

- **FONTOS:** Ha a melegvízes palack szivárgása következtében matracán nedvesség, folt vagy sérülés keletkezik, az a **garancia elvesztését jelenti**.

FONTOS:

- A TEMPUR® matracokat mindig olyan ágyalpra kell helyezni, amely lehetővé teszi a levegő keringését, hogy megakadályozza a nedvesség felhalmozódását a matracban. Például egy rugós, tárcsás vagy rácsos ágyalap, vagy egy platform felső ágyalap, amelynek a felső felülete alatt van hely. Nem szabad teljesen szilárd alapnak lennie. Az alapnak a lábakon, görgőkön vagy lábakon is kell lennie, hogy a levegő keringhessen alatta.
- Ne használja TEMPUR® párnáját vizes hajjal, nehogy a habanyag károsodjon.
- TEMPUR® habanyag granulátummal vagy pehellyel töltött párnák esetén rázza fel és nyomkodja át a párnát, hogy a töltés ismét egyenletesen oszoljon el használat vagy tárolás után. Normál használat közben habcsomókat tapasztalhat. A párna visszamasszírozható formába. Ha a fedél még mindig rajta van, helyezze a párnát sík felületre. Tolja a habtöltéket a párna közepe felé, miközben óvatosan húzza szét a habcsomókat mindkét oldalról. Miután a csomók eltűntek, óvatosan egyenlítsse ki a töltéket, hogy visszaállítsa a párnát (TEMPUR® habanyag granulátumokkal töltött párnák esetén).
- Ne görgesse ki a TEMPUR® fedőmatracot hidegben, mivel az anyag elszakadhat vagy elrepedhet. Hagyja, hogy a TEMPUR® fedőmatracok átvegyék a szoba hőmérsékletét, mielőtt kigörgeti őket.
- A TEMPUR® fedőmatracokat mindig egy matrac tetejére kell helyezni.
- Ne hajtógassa, hajlítsa meg vagy préselje formába TEMPUR® termékét, mivel ez a habanyag sérülésének veszélyével jár.
- Ne módosítsa vagy javítsa a terméket – ez a garancia elvesztéséhez vezet.

Tisztítás és karbantartás

- A legtöbb textilhuzat eltávolítható és mosható. Kérjük, kövesse a termékre vonatkozó speciális tisztítási utasításokat, amelyek a huzat belsejében az ápolási címkén találhatók.
- A TEMPUR® habanyagot tartalmazó speciális huzatok, amelyeket sem mosni, sem vegytisztítani nem lehet, könnyen eltávolíthatók szellőztetés és kelfelés céljából.
- Nem ajánljuk porszívó használatát textilhuzatokon, mert az károsíthatja a huzatot.
- A textilburkolatokon a külső textiliákkal való kölcsönhatás következtében a szokásos használat során pelyhesedés fordulhat elő. A pelyhesedés nem jelez a rossz minőséget, és könnyen eltávolítható egy akkumulátorral hajtott "textilborotvával".
FONTOS: Mindig kövesse a "textilborotva" szállítójának használati utasítását. A helytelen használat károsíthatja a huzatot.

TEMPUR® mosható anyaggal steppelt textilhuzatok:

- Gépben moshatók és száríthatók, függesszve/fektetve száríthatók. Ellenőrizze a termékcímkén a textilhuzat belsejében, hogy a huzat mosható-e.
- **FONTOS:** A TEMPUR® mosható anyag nedves állapotban nehéz, kérjük, gondosan kövesse az alábbi utasításokat:

Huzat szélessége (cm)	Mosógép/szárítógép kapacitása
Max. 95 cm	6 kg
Max. 105 cm	7 kg
Max. 120 cm	8 kg
120 cm felett	hivatalos mosodában mosható

- **FONTOS:** A huzatoknak használat vagy tárolás előtt teljesen száraznak kell lenniük.
- Ötlet: Mosás előtt mérje meg a huzatot. Addig szárítsa a huzatot, amíg el nem éri a mosás előtti súlyt. Ekkor tudja, hogy a huzat teljesen megszáradt.

TEMPUR® Down Luxe párna:

FONTOS:

- **A pihehuzat mosása előtt távolítsa el a habtasakot a TEMPUR® habanyag granulátummal.**
- Enzimmentes mosószert használjon a pihehuzathoz, és gépben néhány ellenőrzőgölgővel (vagy tiszta teniszlabdával) együtt szárítsa meg a tollpihe csomósodásának elkerülése és egyenletes száradása érdekében.
- Ne használjon szövetlágítót a pihehuzaton.
- Használat vagy tárolás előtt a pihehuzat legyen teljesen száraz.
- Ötlet: Mosás előtt mérje meg a Down Luxe Pillow huzatot (a habzsák nélkül). Mosás után szárítsa szárítógépben a huzatot, amíg ugyanolyan súlyú nem lesz, mint mosás előtt. Ekkor tudja, hogy a huzat már teljesen megszáradt.

FONTOS:

- Ne mossa a TEMPUR® habanyagot.
- Kivétel ez alól a TEMPUR® EasyClean párna és a TEMPUR® PureClean párna, amely mosható (kövesse a textilhuzat belsejében lévő termékcímkén látható speciális tisztítási utasításokat).
- Ez alól kivételt jelentenek a TEMPUR® mosható anyagú textilhuzatok – kövesse a termékcímkén található specifikus tisztítási utasításokat és ezt az utasítást.
- Ne tisztítsa gőzzel vagy vegytisztítással a TEMPUR® habanyagot.

FONTOS

- Minden TEMPUR® terméket rendszeresen szellőztetni kell a nedvesség eltávolítása érdekében.




Vigyázat: A textilhuzat mosása után a matrac huzatát mindenképpen a matrac habmagjának oldalára nyomtatott pozíciónak megfelelően helyezze fel újra. A maximális kényelmet és nyomáscsökkentést biztosító TEMPUR® habanyag csak a mag tetején található.



Vigyázat: A habrétegekkel ellátott úlőtermékek/ülőpárnák textilhuzatának mosása után, kérjük, vegye figyelembe a habmag pozícióját a termékek összerakásakor. A maximális kényelmet és nyomáscsökkentést biztosító TEMPUR® habanyag csak a mag tetején található.

A TEMPUR PRIMA™, TEMPUR PRO™ és TEMPUR PRO Air™ futon burkolatok ikon-címkekkkel vannak ellátva, hogy lehetővé tegyék a huzat egyszerű és helyes felszerelését mosás után. A helyes érzés érdekében győződjön meg arról, hogy a borítón lévő kör alakú ikon megegyezik a habra nyomtatott kör alakú ikonnal.



A termék műszaki adatai

- Bizonyos TEMPUR® termékek alján csúszásmentes bevonat található. Ez a bevonat biztosítja, hogy a termék ne csússzon el használat közben.
- A TEMPUR® termékek sokféle méretben kaphatók. A termék súlya a termék méretétől függ. Kérésre további tájékoztatást nyújtunk.
- A huzatban lévő alkotóelemek – lásd a textilhuzat belsejében található termékcímkén.

Latex

Bizonyos TEMPUR® termékek habrétegekből készülnek, tetejükön TEMPUR® habanyaggal, és a rétegek között latexet tartalmazó ragasztóval.

Kérjük, ellenőrizze a textilhuzaton található termékcímkén, hogy a megvásárolt termék tartalmaz-e latexet.

A TEMPUR® habanyag és a textilhuzat nem tartalmaz latexet.

Tűzvédelmi szabványok



Figyelmeztetés: Tűzveszély: tartsa a termékeket nyílt lángtól távol

TEMPUR® termék	Tűzvédelem
Matracok, fedőmatracok	EN 597-1 (cigarettateszt)
Matracok, fedőmatracok (tűzálló változatok)	BS 7177 Low Hazard DS/EN 597-1 (cigarettateszt) DS/EN 597-2 (gyufateszt) BS 5852 (Crib V) habon
Párnák, ülőpárnák és pozicionáló termékek (formázott és szemcsés töltet)	EN/ISO 12952-1 (cigarettateszt)
Párnák, ülőpárnák és pozicionáló termékek, formázott (tűzálló változatok)	EN/ISO 12952-1 (cigarettateszt) BS 5852 (Crib V) habon
Párnák, ülőpárnák és pozicionáló termékek granulált töltettel (tűzálló változatok)	EN/ISO 12952-1 (cigarettateszt) BS 5852 (2. forrás) habon BS 5852 (Crib V) on hab
Le Luxe párna (tűzálló változatok)	EN/ISO 12952-1 (Cigarette teszt) BS 5852 (forrás 2) habmorzán BS 5852 (2. forrás) tollpíhén

Gyártó



Dan-Foam ApS

Holmelund 43
5560 Aarup
Dánia

"A Dan-Foam ApS a TEMPUR-Sealy International, Inc. leányvállalata.

KO 이 글의 번역권 사이에 의미 상 불일치한 부분이 있는 경우 영어 버전이 우선합니다.

사용 설명서

TEMPUR®의 세계에 오신 것을 환영합니다

TEMPUR®를 선택해 주셔서 감사합니다. 이 설명서에서는 TEMPUR® 제품의 관리 및 사용 방법에 대한 모든 정보를 안내합니다.

제품별 정보는 www.tempur.com에서 확인할 수 있습니다.

매트리스 배송 중

배송 중에 매트리스와 같은 커다란 제품의 직물 소재 커버는 약간 흐트러질 수 있습니다. TEMPUR® 제품의 포장을 풀어 원하는 자리에 배치한 다음, TEMPUR® 폼 소재가 실내 온도에서 덩어질 때까지 기다립니다. 그런 다음 손으로 직물 커버를 매끄럽게 펴서 제자리로 돌려놓습니다.

압축된 TEMPUR® EASE 매트리스나 TEMPUR® 매트리스 토퍼를 구매하신 경우

중요: 압축된 TEMPUR® EASE 매트리스는 생산 날짜로부터 6개월 이내에 포장을 풀어야 합니다. 주문하신 TEMPUR® EASE 매트리스가 도착하면 상자 겉면의 생산 날짜를 확인하고 포장을 풀어야 하는 기간 이내에 포장을 풀어야 합니다.

TEMPUR® EASE 매트리스는 포장을 뜯은 직후 사용 가능합니다. TEMPUR® EASE 매트리스가 원래 모양과 높이를 회복하는 데 최대 72시간(3일)이 걸릴 수 있습니다.

말려있는 상태로 포장된 매트리스 토퍼는 포장을 뜯은 후 본래 모양으로 돌아오기까지 시간이 소요됩니다. 매트리스 토퍼는 포장을 뜯은 직후 사용 가능합니다.

커버가 주름진 상태일 수 있으나 매트리스/매트리스 토퍼가 본래 모양으로 회복되면 사라집니다. 간혹 커버를 세탁하여 주름을 제거해야 할 수 있습니다.

• 매트리스 커버 내부의 라벨에 적힌 세탁 지침을 항상 준수해 주세요.

‘새 제품’ 특유의 냄새

새로운 TEMPUR® 제품을 개봉하면 약간의 냄새가 날 수 있습니다. 인체에 전혀 해가 없는 냄새이며 사용하다보면 금방 사라집니다. 사용 전후 제품의 커버를 벗겨서 바람이 잘 통하는 곳에 두고 바람에 말리거나 ‘공기를 쏘이면’ 냄새가 더 빨리 날아갑니다.

TEMPUR® 폼 소재 소개

TEMPUR® 폼 소재는 압력을 완화시키는 표면이 접탄성 개방 셀 구조로 설계되어 충격을 흡수하고 체중을 고르게 분배하여 궁극의 편안함을 제공합니다. 온도 감응 특성 덕분에 평균 실내 온도에서 부드러워지고 압축되며 고유한 체형과 체중에 맞게 변형되어 나만을 위해 태어난 듯한 맞춤 지지력을 선사합니다.

고밀도의 TEMPUR® 폼 소재는 치수 안정성과 편안함을 극대화합니다.

TEMPUR® 폼 소재는 체온에 반응합니다. 폼 소재의 접탄성으로 인해 압축된 TEMPUR®는 일정한 시간이 지나면 원래 형태로 돌아옵니다. 소요 시간은 온도에 따라 달라질 수 있습니다. TEMPUR®는 18°C 이하의 시원한 온도에서는 보다 단단해지며, 더 높은 온도에서는 더욱 부드러워집니다.

감각에 익숙해지기

그동안 스프링과, 다운 및/또는 섬유 같은 전통적인 지지 방법을 적용한 매트리스나 베개를 사용했다면, 처음에는 TEMPUR® 제품이 다소 이질적으로 느껴질 수도 있습니다. TEMPUR® 폼 소재의 고유한 압력 완화 특성에 몸이 적응하고 익숙해지려면 약간의 시간이 필요합니다.

적응 기간

TEMPUR® 매트리스(압축된 TEMPUR® EASE 매트리스는 해당하지 않음)

침대에서 쉬거나 책을 읽거나 TV를 보며 더 많은 시간을 보내는 것이 좋습니다. 움직임이 더해질수록 TEMPUR® 폼 소재의 셀 구조가 열리는 데 도움이 되기 때문입니다. 셀 구조가 열리고 나면 셀이 ‘숨’을 쉬고 체중과 온도에 더 빠르게 반응하지만, 원래 모양으로도 쉽게 돌아옵니다. 매트리스가 부드러워지는 것처럼 느껴질 수도 있지만, 실제로 제품의 압력 완화 특성에는 아무런 변화가 없습니다.

뒤집을 필요 없는 매트리스

우선한 TEMPUR® 기술로 최소한의 유지 보수면 충분합니다. 모든 매트리스 모델은 여러 층으로 쌓인 구조이므로, 맨 위 면에만 누워 있는 것이나 마찬가지입니다.

제품 수명 연장을 위해 가끔 매트리스 머리 쪽을 발 쪽으로 돌려주어도 좋습니다.

TEMPUR® 베개

- 제품을 받은 처음 2~3주 동안은 베개를 낮 시간 동안 쿠션으로 사용하면 수면 시 지지력과 압력 완화 효과를 더욱 높일 수 있습니다.
- 평소 사용 시 품이 뭉쳐지는 것을 느낄 수 있습니다. 베개를 품을 다시 퍼줌으로써 원래의 모양으로 돌아갈 수 있습니다. 베개를 평평한 곳에 놓은 후, 품을 베개의 중앙으로 밀어 넣은 후, 부드럽게 품을 양쪽으로 퍼줍니다. 뭉친 품이 펼쳐지면 품을 고르게 펴서 베개를 원래의 모양으로 복원합니다. (TEMPUR® 폼 소재의 조각형 충전제가 사용된 베개 경우).
- 수축 램프도 포장된 EASE 베개는 포장을 뜯은 후 본래 모양을 회복할 때까지 시간이 필요합니다.

이동, 운송, 보관 및 폐기

- 달리 명시되지 않은 한, TEMPUR® 제품을 구부리거나 눌러 원래 형태를 변형하면 안 됩니다. 제품의 폼 소재가 손상되고 모든 특성과 장점이 사라질 위험이 있습니다.
- TEMPUR® 제품에 사용된 폼 소재 특성상 운송 또는 보관 시 약간 압축될 수 있습니다. 이는 정상이며, 실내 온도에 잠시 두면 보통 크기로 되돌아갑니다.
- 차가운 상태에서 TEMPUR® 매트리스 토퍼를 펼치기 마세요. 폼 소재가 찢어지거나 갈라질 위험이 있습니다. 제품을 펼치기 앞서 TEMPUR® 매트리스 토퍼를 실온과 맞추어 주세요.
- TEMPUR® 제품은 원래 모양대로 보관해야 합니다.

- TEMPUR® Travel 베개는 위 사항에 해당하지 않으며 제공된 가방에 말아서 휴대할 수 있습니다(가방은 베개의 영구적인 변형을 방지하기 위해 오직 여행 시에만 사용해야 합니다).
- TEMPUR® 매트리스는 평평하게 놓혀 보관해야 하며 기존 포장 상태로 보관하는 것이 가장 이상적입니다(압축된 TEMPUR® EASE 매트리스의 경우 포장재를 재사용할 수 없습니다).
- 압축된 TEMPUR® EASE 매트리스는 보관을 목적으로 재압축해서는 안 됩니다.
- TEMPUR® 매트리스 토퍼는 말아서 보관하거나 평평하게 놓혀 보관할 수 있습니다.
- TEMPUR® 제품은 반드시 건조한 환경에 보관해야 합니다(상대 습도 최대 65%).
- 사용한 제품을 폐기할 때는 거주 중인 국가 시장을 관할하는 당국 지침을 따르시기 바랍니다.

기호

다음 기호는 제품, 포장재 또는 본 설명서에 사용됩니다.



제조사



제품 번호



의료기기



사용 설명서를 참고하세요



화염 주의



건조 상태 유지



매트리스/베개는 상자/포장재에 인쇄된 생산일로부터 6개월 이내에 포장을 풀어야 합니다.



적절한 폐기에 관한 Triman 로고는 프랑스만 해당됩니다.



제조일자



MDR (EU) 2017/745의要件に準拠したクラスの医療機器としてCEマークを取得



매트리스 폼 코어에 인쇄되어 있는 제품 방향



천연고무 라텍스 함유 접착제로 제작된 제품



습도 제한



권장하는 최대 사용자 무게



경고 및 주의사항

CE 마크

아래 내용은 일부 국가에서는 적용되지 않을 수 있습니다.

많은 TEMPUR® 제품은 MDR(EU) 2017/745에 따라 클래스 I 의료 기기 및 CE 마크로 분류됩니다.

CE 마크가 표시된 제품의 용도는 성인의 육상 발병 위험을 예방하거나 줄이는 것입니다. 이러한 효과는 TEMPUR® 폼 소재의 압력 재분배 특성에서 비롯됩니다.

CE 마크가 표시된 제품은 홈 케어용입니다. 움직임이 없는 사용자의 자세를 정기적으로 바꾸어 주는 것이 중요합니다.

직물 커버 안쪽에 부착된 제품 라벨을 확인하여 구매하신 제품이 CE 마크가 있는지 확인하세요. 순쉬운 선택을 위해 상단 덮개를 지퍼로 열 수 있도록 제작된 매트리스 경우 상단 덮개에 CE 마크가 있습니다.

CE 마크가 있는 TEMPUR® 매트리스와 매트리스 토퍼는 몸 무게가 최대 150kg인 사용자에게 적합합니다.

제품과 관련하여 심각한 사고가 발생한 경우 사용자 국가에 위치한 제조업체 및 관할 기관에 알려야 합니다.

제조업체에 사고를 보고하려면 이 설명서의 "보존" 섹션에 명시되어 있는 안내에 따라 보존 컴플라이언스로 보고하시기 바랍니다.

사용 관련 추가 안내 사항

경고 및 주의사항

다음 기호 및 문구는 발생 가능한 위험 상황과 관련하여 귀하가 주의를 기울이도록 하는 데 사용됩니다. 이 지침을 준수하지 않을 경우, 심각한 부상으로 이어지거나 제품이 손상될 수 있습니다.



경고 어떤 상황이나 관행으로 사망이나 중상을 입을 수 있는지 알아 두시기 바랍니다.



주의 어떤 상황이나 관행으로 중증도 또는 경미한 부상을 입을 수 있는지 알아 두시기 바랍니다.

중요 어떤 상황이나 관행으로 제품 또는 기타 재산에 피해를 줄 수 있는지 알아 두시기 바랍니다.



경고: 혼자서는 몸을 쉽게 뒤집을 수 없는 유아, 어린이 또는 노인을 매트리스나 베개 위에 둘 때는 사람 없이 두지 마세요.



경고: 움직임이 없는 사용자의 자세를 정기적으로 바꾸어 주는 것이 중요합니다.

화재는 부주의로 인해 발생합니다. 침대에서 또는 제품 사용 중 금연을 권장드립니다.



경고: 화재 위험: 제품을 화염으로부터 멀리 떨어뜨려 두세요.



주의: 육상 예방을 위한 의료 기기로 매트리스를 구입했으며 쉽게 청소할 수 있도록 상단 덮개가 지퍼 처리된 제품 경우, 상단 덮개 교체 시 해당 매트리스를 더 이상 육상 예방용 의료기기로 사용할 수 없다는 사실에 유의하시기 바랍니다.



주의: TEMPUR® 매트리스나 매트리스 토퍼에는 침대 패드를 사용하지 마십시오. 압력 재분배 특성이 저하될 수 있습니다. 최적의 지지력을 보장하기 위해 매트리스에 바로 시트를 씌울 것을 권장드립니다.



주의: TEMPUR® 폼 소재는 사용자의 자연스러운 체온에 가장 잘 반응하므로, 전기담요 및/또는 탭파 보온병 사용은 권장하지 않습니다. 전기담요가 발산하는 열이 TEMPUR® 폼 소재의 온도 감응성을 일시적으로 저하시킬 수 있습니다. 그럼에도 전기담요를 사용하고 싶은 경우, TEMPUR® 폼 소재와 직접 접촉하지 않게 별도의 시트 위에 두는 것이 좋습니다.

- 중요: 전기 담요 사용 시 항상 공급업체의 지침을 따르시기 바랍니다.
- 중요: 탭파 보온병에서 새어 나온 물로 매트리스가 젖거나 얼룩지거나 손상되었을 경우, 품질 보증의 효력이 없어집니다.

중요:

- TEMPUR® 매트리스는 항상 공기가 순환되는 침대 베이스에 놓아 매트리스에 습기가 축적되지 않도록 해야 합니다. 예를 들어, 스프링, 갈빗살, 디스크형 또는 상판 표면 아래에 공간이 있는 침대 베이스가 적합합니다. 완전히 단단한 침대 베이스는 적합하지 않습니다. 침대 베이스는 또한 공기가 아래로 순환할 수 있도록 발, 이동용 바퀴 또는 다리가 있어야 합니다.
- 폼 소재가 손상될 수 있으므로 머리카락이 찢은 상태로 TEMPUR® 베개를 사용하지 말아 주세요.
- TEMPUR® 폼 소재의 조각형 충전제 및/또는 깃털로 채워진 베개의 경우, 평소 사용 시 폼이 뭉쳐지는 것을 느낄 수 있습니다. 베개는 폼을 다시 펴 줌으로써 원래의 모양으로 돌아갈 수 있습니다. 베개를 평평한 곳에 놓은 후, 폼을 베개의 중앙으로 밀어 넣은 후, 부드럽게 폼을 양쪽으로 펴줍니다. 뭉친 폼이 펼쳐지면 폼을 고르게 펴서 베개를 원래의 모양으로 복원합니다
- 차가운 상태에서 TEMPUR® 매트리스 토퍼를 펼치지 마세요. 폼 소재가 찢어지거나 갈라질 위험이 있습니다. 제품을 펼치기 앞서 TEMPUR® 매트리스 토퍼를 실온과 맞추어 주세요.
- TEMPUR® 매트리스 토퍼는 항상 매트리스 위에 두어야 합니다.
- TEMPUR® 제품을 구부리거나 눌러서 변형시키지 마세요. 소재가 손상될 수 있습니다.
- 제품을 변경시키거나 복구하지 마세요. 보증이 무효화됩니다.

청소 및 유지관리

- 대부분의 직물 커버는 분리하여 세탁할 수 있습니다. 직물 커버 내부의 제품 라벨에 표시된 제품 세탁 안내를 따라주세요.
 - 세탁하거나 드라이클리닝이 불가능한 TEMPUR® 폼 소재가 포함된 특수 섬유 커버는 바람을 쐬거나 솔질을 하는 것으로 오염을 쉽게 제거할 수 있습니다.
 - 커버가 손상될 수 있으므로 직물 소재 커버에 진공청소기 사용을 권장하지 않습니다.
 - 보풀은 정상적인 사용 중이라도 다른 섬유와의 마찰로 인해 커버에 발생할 수 있습니다. 보풀은 품질 불량을 나타내는 것이 아니며 배터리로 작동하는 '보풀 제거기'로 쉽게 제거할 수 있습니다.
- 중요: 항상 '보풀 제거기' 공급업체의 사용 지침을 따르세요. 잘못 사용하면 커버가 손상될 수 있습니다.

세탁 가능 TEMPUR® 소재로 킬링 처리된 직물 커버:

- 세탁 및 건조기 사용, 빨랫줄/평평하게 늘어 건조할 수 있습니다. 직물 커버 내부의 제품 라벨을 확인하여 커버의 세탁 가능 여부를 확인하세요.
- 중요: 세탁이 가능한 TEMPUR® 소재는 젖을 경우 무거우므로 아래 안내를 주의 깊게 따라주세요.

커버 너비(cm)	세탁기/건조기 용량
~95 cm	6 kg
~105 cm	7 kg
~120 cm	8 kg
120 cm以上	반드시 전문 세탁 시설에서 세탁해야 함

- 중요: 커버는 사용 또는 보관에 앞서 완전히 건조해야 합니다.

팁: 세탁에 앞서 무게를 재어주세요. 세탁 전 무게와 동일해질 때까지 커버를 건조해 주세요. 무게가 세탁 전과 동일하면 완전히 건조된 것입니다.

TEMPUR® Down Luxe 베개:

중요:

- 다운 소재 커버를 세탁에 앞서 TEMPUR® 과립 조각형 폼 소재가 들어 있는 폼 주머니를 제거하세요.
- 다운 커버에는 효소 미함유 세탁 세제를 사용하고 깃털이 뭉치지 않고 고르게 건조되도록 드라이어 불(또는 깨끗한 테니스 볼) 몇 개를 함께 넣어 건조기로 건조합니다.
- 다운 커버에 섬유 유연제를 사용하지 마세요.
- 다운 커버는 사용 또는 보관에 앞서 완전히 건조해야 합니다.
- 팁: 세탁에 앞서 Down Luxe 베개 커버(폼 주머니 제외) 무게를 재어주세요. 커버가 세탁 전 무게와 동일해질 때까지 건조기로 건조합니다. 무게가 세탁 전과 동일하면 다운 커버가 완전히 건조된 것입니다.

중요:

- TEMPUR® 폼 소재는 세탁이 불가능합니다.
- TEMPUR® EasyClean 베개 및 세탁이 가능한 TEMPUR® PureClean 베개는 해당되지 않습니다(직물 커버 내부의 제품 라벨에 표시된 구체적인 세탁 안내를 따라주세요).
- 세탁 가능 소재의 TEMPUR® 직물 커버 역시 해당되지 않습니다. 제품 라벨과 이 안내의 구체적인 세탁 안내를 따라주세요.
- TEMPUR® 폼 소재를 스티밍 세탁하거나 드라이클리닝하지 마세요.

중요

TEMPUR® 제품을 정기적 환기를 통해 습기를 제거해야 합니다.



주의: 직물 커버 세탁 후에는 직물 커버를 매트리스 폼 코어 측면에 인쇄된 방향에 맞게 교체했는지 확인하세요. 최대의 편안함과 압력 완화를 제공하는 TEMPUR® 폼 소재는 코어의 상단에만 있습니다.



주의: 좌석 관련 제품의 직물 커버 또는 여러 겹의 폼으로 이루어진 쿠션 세탁한 후 제품을 다시 정돈할 때에는 폼 코어 방향에 유의하세요. 최대의 편안함과 압력 완화를 제공하는 TEMPUR® 폼 소재는 코어의 상단에만 있습니다.

The TEMPUR PRIMA™, TEMPUR PRO™, TEMPUR PRO Air™ Futon 커버에는 세탁 후 쉽고 정확하게 커버를 장착할 수 있도록 커버 내부에 아이콘 라벨이 부착되어 있습니다. 정확한 제품 사용을 위해 커버의 원형 아이콘이 폼에 인쇄된 원형 아이콘과 일치하는지 확인하세요.

기능성 제품 정보

- 특정 TEMPUR® 제품은 밀면에 미끄럼 방지 코팅이 되어 있습니다. 이 코팅은 사용 중 제품이 미끄러지지 않도록 해 줍니다.
- TEMPUR® 제품은 다양한 크기로 만나보실 수 있습니다. 제품 무게는 제품 크기에 따라 다릅니다. 추가 정보는 요청하여 제공받을 수 있습니다.
- 커버의 구성 소재 – 직물 커버 내부의 제품 라벨을 참조하세요.

라텍스

특정 TEMPUR® 제품은 상단에 TEMPUR® 폼 소재가 있고 레이어 사이에 라텍스 함유 접착제가 있는 여러 겹의 폼으로 제조됩니다.

직물 커버 내부의 제품 라벨에서 구매한 제품에 라텍스가 포함되어 있는지 확인하세요.

TEMPUR® 폼 소재와 텍스타일 커버는 라텍스를 포함하지 않습니다.

화재 안전성 기준



경고: 화재 위험: 제품을 화염으로부터 멀리 떨어뜨려 두세요

TEMPUR® 제품	화재 안전성
매트리스와 매트리스 토퍼	EN 597-1(담배 테스트)
매트리스 매트리스 토퍼(난연성 버전)	BS 7177 Low Hazard DS/EN 597-1(담배 테스트) DS/EN 597-2 (성냥 테스트) BS 5852 (Crib V) 폼 위
베개, 쿠션 및 자세 관련 제품 (물드형 및 과립 충전재)	EN/ISO 12952-1(담배 테스트)
베개, 쿠션 및 자세 관련 제품, 물드형 (난연 버전)	EN/ISO 12952-1(담배 테스트) BS 5852 (Crib V) 폼 위
베개, 쿠션 및 자세 관련 제품과 과립 충전재 (난연 버전)	EN/ISO 12952-1(담배 테스트) BS 5852 (source 2) 소량의 폼 위 BS 5852 (Crib V) 폼 위
Down Luxe 베개 (난연 버전)	EN/ISO 12952-1 (담배 테스트) BS 5852 (source 2) 폼 조각 위 BS 5852 (source 2) 깃털 위

제조사



Dan-Foam ApS
Holmelund 43
5560 Aarup
덴마크

*Dan-Foam ApS는 TEMPUR-Sealy International, Inc.의 자회사입니다.

- a vásárló nem megfelelő gondossággal és/vagy nem a használatra, szállításra és karbantartásra vonatkozó utasításoknak (lásd a **tempur** com oldalon) használta és/vagy kezelte a terméket

- meghibásodások a tömörített TEMPUR® EASY matraccokban anélkül, hogy a matracot nem kellő időben csomagolták ki (a dobozban maradt); emiatt az anyag elszakadhat vagy véglegesen deformálódhat. A tömörített TEMPUR® EASY matraccok legkésőbb a gyártás dátumától számított 6 hónapban belül ki kell bontani. Ellenőrizze a gyártási dátumot a dobozon, amikor tömörített TEMPUR® EASY matraca megérkezik.
- ideiglenes gyűrődések az TEMPUR® EASY huzatán, amelyek 22 órán belül vagy a matracot mosásig követően eltűnnek. Olvassa el a mosásra vonatkozó utasításokat a huzat beszállásán lévő címkén.
- zsugorcsomagolt párnák hibái anélkül, hogy nem csomagolták ki az előírt időn belül (a mányag csomagolásban maradt).
- a zsugorcsomagolt párnákat legkésőbb a gyártás dátumától számított 6 hónapban belül ki kell bontani. Ellenőrizze a gyártási dátumot a huzat beszállásán lévő címkén.
- a huzat beszállásán lévő címkén.

- a terméket ért kár szármékosan vagy gondatlanságból, vágásból, égésből, áztatásból vagy egyéb nem megfelelő használatból eredően keletkezett, akár Ön, akár más használta azt.
- a kár úgy keletkezett, hogy a terméket összehajtották, összenyomták vagy hosszabb ideig hűdég hőmérsékleteknek tették ki, és ez az anyag szakadását vagy tartós deformálódást okozta.
- a TEMPUR® EASY matrac megsérült, mivel újra megpórbáltak összepréselni vagy feltekerni.
- a terméket a gyártó ajánlásaitól eltérő nedvesség vagy áztatás érete.
- a termék nagyon szennyezett, koszos és/vagy egyéb módon nem hígíthiks.
- a terméken a gyártó előzetes engedélye nélkül hajlítottak végre módosítást vagy javítást.
- a hiba normal elhasználódás eredménye.

- a hiba normal elhasználódás eredménye.
- a termék átvételkor is fennállt.
- a termékek esetében (a CE-jelzésű termékek csoportján belül), ha a termék meghibásodása vagy változása csupán olyan kisebb eltérés vagy normális változás, amely nem befolyásolja a termék nyomonkövetési tulajdonságait.

A TEMPUR® jóállás érvényesítéséhez Önnek a következőket kell tennie:

- Keresse fel azt a hivatalos viszonteladót, akiről a terméket vásárolta (az „Eladó”), ha az Eladó üzlete már nem működik, vagy többé már nem a TEMPUR® hivatalos viszonteladója, vegye fel a kapcsolatot a gyártóval.
- Mutassa be az eredeti számlát vagy nyugtát, amivel igazolja a vásárlást.
- Vigye vissza a terméket az Eládohoz vagy a gyártóhoz (kizárólag akkor, ha a gyártó kérte a terméket). Ha a gyártó megállapítja, hogy a jóállású igény megfelel a jelen TEMPUR® jóállás feltételeinek, a jóállású termék visszaszállításának esszerő mértékű költséget, amelyben az az Eládoval azonos országban található címről került visszaszállításra.

Hogyan kell érvényesíteni a TEMPUR®

kötelezettségvállalásunk Ön fele

A gyártó fizetési kötelezettsége a termék javításának és/vagy cseréjének költségére korlátozódik a TEMPUR® jóállás keretében. Ennek megfelelően a gyártó nem kötelezhető a termék megvásárlásával, birtoklásával, eladásával vagy használatával bármely módon összefüggő, egyéb kár vagy veszteség megtérítésére. A Gyártó azonban nem zárja ki vagy korlátozza felelősségét a saját gondatlanságával, csálásával vagy család mértékevesztésével okozott halálra vagy személyi sértésre vonatkozóan.

A termékek csak háztartási és magánéleti használatra értékesítik. A Gyártó semmilyen mértékben nem felelős az Ön érti elméleti használat, üzleti veszteségért, zletiletlélessért vagy meghibásult üzleti lehetőségért.

Az Ön joga!

A TEMPUR® jóállás nem befolyásolja a fogyasztó irányadó jogszabályok alapján érvényesíthető jogait, célja inkább a vásárló jogainak bővítése, ahol ennek helye van.

Exclusions

The TEMPUR® Warranty does not apply if:

- the product has been purchased used, second hand or from anyone other than an authorised retailer or directly from the Manufacturer. A list of authorised retailers is available at tempur.com
- the process for making a claim under the TEMPUR® Warranty (set out under the heading "How do you claim under the TEMPUR® Warranty?" below) has not been correctly followed.
- the product has not been used and/or handled with due care and/or in accordance with the instructions of use, cleanliness and maintenance described in the instructions for use and at tempur.com
- defects in compressed TEMPUR® EASE mattresses caused by the mattress not being unpacked in time (left in the box); this can cause EASE mattresses must be unpacked no later than 6 months from the production date. Check the production date on the box when you receive your compressed TEMPUR® EASE mattress.
- Temporary creases in the cover for compressed TEMPUR® EASE that will disappear within 72 hours or after washing of the cover. Please see the washing instruction on the label inside the cover.
- defects in shrink-wrapped pillows caused by the pillow not being unpacked in time (left in the plastic wrap).
- Shrink-wrapped pillows must be unpacked no later than 6 months from the production date. Check the production date on the packaging.
- the product has been deliberately damaged or damaged as a result of cuts, burns, flooding or any other improper use by you or by any third party;
- the defect is caused as a result of the product having been bent, squeezed or exposed to cold temperatures for a period of time causing the material to tear or permanently deform.
- the TEMPUR® EASE mattress was damaged in an attempt to re-compress or re-fold up.
- the product has been wet or soaked against Manufacturer's recommendations.
- the product is found to be very stained, soiled and/or otherwise unhygienic.
- the product has been altered or repaired without the Manufacturer's prior permission.
- the defect is the result of normal wear and tear.
- zips on the cover of TEMPUR® Products unless faulty upon receipt of product.
- for mattresses (within the range of CE marked products), the defect or change in the product is only a minor variation or normal change which does not affect the pressure redistributing properties of the product.

How do you claim under the TEMPUR®

Warranty?

To claim under the TEMPUR® Warranty you must:

- contact the authorised retailer you originally purchased the product from (the "Seller"); if the Seller is either no longer in business or is no longer a TEMPUR® authorised retailer, please contact the Manufacturer;
- present the original invoice or sales receipt as evidence of the purchase;
- return the product to the Seller or to the Manufacturer (but only if the Manufacturer has requested the product). If the Manufacturer determines that the claim is valid in accordance with the terms of this TEMPUR® Warranty, you will be refunded the reasonable delivery costs for the returning the defective product so long as the product has been returned from an address within the same country as the Seller.

Our liability to you

The liability of the Manufacturer is limited to the cost of repair and/or replacement of the product under the TEMPUR® Warranty. Accordingly, the Manufacturer will not be liable for all other liability for loss or damage howsoever caused arising out of the purchase, possession, sale or use of the products. However, the Manufacturer does not exclude or limit in any way its liability for death or personal injury caused by its negligence, or fraud or fraudulent misrepresentation.

The products are only sold for domestic and private use. The Manufacturer has no liability to you for any loss of profit, loss of business, business interruption, or loss of business opportunity.

Your legal rights

The TEMPUR® Warranty does not affect a consumer's statutory rights under applicable law but aims to enhance the consumer's rights where applicable.

TEMPUR® WARRANTY

This document sets out the terms and exclusions of the TEMPUR® Warranty for new TEMPUR® products sold to consumers worldwide (excluding the USA and Canada).



Who offers the TEMPUR® Warranty?

The Manufacturer of TEMPUR® mattresses, mattress toppers, pillows and cushions (except those in the USA and Canada) is Dan-Foam A/S, a company incorporated in Denmark under company registration number DK-242092709. Registered office address: Hølmelund 43, 5560 Karup, Denmark (the "Manufacturer"). Dan-Foam A/S is a subsidiary of TEMPUR-Sealy International, Inc.

What is covered?

The Manufacturer warrants that all new and genuine TEMPUR® products are free from material defects due to faulty workmanship or materials for the applicable warranty period (see section - For how long?) unless the product is specifically excluded or an exclusion applies (see section - Exclusions).

For how long?

The TEMPUR® Warranty lasts for the period displayed on or inside the packaging of the relevant product or as stated below, starting from the date of purchase (except where the product is an ex-display or demonstration model in which case the warranty starts from the date of manufacture). The warranty period is generally as set out in the warranty table, but the Manufacturer advises that you should check the warranty terms for the country in which you originally purchased your product as there may be a different warranty period applicable. For this, please visit www.tempur.com

Product: Foam cores		Product Warranty	What's covered?
All TEMPUR® mattresses	All TEMPUR® toppers		
TEMPUR® Prima Futon	All TEMPUR® Pro Futons	5 years	Material defects due to faulty workmanship or materials, or changes which cause a visible indentation more than 2cm in the TEMPUR® material.
All moulded TEMPUR® pillows, cushions, Wedges, and other TEMPUR® support products for sitting and lying		3 years	Material defects due to faulty workmanship or materials, or changes which cause a visible indentation more than 2cm in the TEMPUR® material.
All TEMPUR® pillows filled with TEMPUR® Material granulates	/other filling materials	3 years	Material defects due to faulty workmanship or materials.
TEMPUR® Bicycle Pad	TEMPUR® Sleep Mask	2 years	Material defects due to faulty workmanship or materials.
Product: Covers		Product Warranty	What's covered?
Covers for ALL products, unless stated otherwise below			
Down Cover for TEMPUR® Down Luxe Pillow		2 years	Material defects due to faulty workmanship or materials.
		3 year	Material defects due to faulty workmanship or materials.

What will we do?

Where a valid claim is made in accordance with this TEMPUR® Warranty, the Manufacturer shall offer, at its choice, either to repair the defective product or provide an equivalent replacement product free of charge.

The Manufacturer will refund the reasonable delivery cost of returning a defective product for repair or replacement so long as the claim is valid under the terms of this TEMPUR® Warranty and the product is returned from an address within the same country as the authorised product was purchased from. The repaired or replacement product will be delivered free of charge to an address within the same country as the authorised retailer the product was purchased from. In all other circumstances, any delivery costs associated with any repairs or replacements are the purchaser's responsibility.

In the event of replacement, the Manufacturer shall endeavour to provide a replacement product from the same line. However, if the product line has been discontinued or the product is otherwise not available, the Manufacturer reserves the right to provide a replacement product that, in the case of ex-display/demonstration products, is similar to the defective product. The TEMPUR® Warranty provides cover from the date of purchase (or date of manufacture in the case of ex-display/demonstration products) of the original product. It is not renewed on the provision of a repaired or replaced product. In these circumstances, the TEMPUR® Warranty will run for the remainder of the period starting from the original purchase or manufacture date, as applicable.

Contents

English	4
عربي (Arabic)	6
Ελληνικά (Greek)	8
Magyar (Hungarian)	10
한국어 (Korean)	12

Please ensure you read the Warranty terms and instruction for use carefully before using the product. These can be found at warranty.tempur.com.

tempur.com

© TEMPUR-Sealy International, Inc. All rights reserved.

In case of any discrepancy between the meanings of any translated versions of this text, the meaning of the English language version prevails.

B6	Преглед и употреба на продукта, предложете внимание на "Гаранционни условия" и "Инструкции". "Можете да ги намерите на warranty.tempur.com .	IT	Si prega di leggere attentamente i termini della garanzia e le istruzioni per l'uso prima di utilizzare il prodotto. Per consultarli visitare il sito web: warranty.tempur.com .	PT	Assure que le cuidadosamente os termos da Garantia e as Instruções de utilização antes de utilizar o produto. Pode encontrá-las em warranty.tempur.com .	RO	Condițiile de Garanție și Instrucțiunile de utilizare înainte de a utiliza produsul. Acesta pot fi găsite la warranty.tempur.com .	SQ	Ju lloreni sigurohuni që të lexoni kushtet e garancis dhe udhëzimet për përdorim të kujdesëshëm përpara të gjendet në tagen te gjendet në tagen warranty.tempur.com .	SR	Molimo pažljivo pročitajte uslove garancije i Uputstvo za upotrebu pre upotrebe proizvoda. Možete ih pronaći na warranty.tempur.com .	SV	Se till att läsa garantivillkoren och användar produkten. De finns på warranty.tempur.com .	HR	Pročitajte uvjete jamstva i upute za upotrebu. Oni se mogu naći na warranty.tempur.com .	IS	Lesið ábyrgðarskilmálin og notkunarleiðbeiningarnar vandlega áður en varan er notuð. Þessar upplýsingar má finna á warranty.tempur.com .	FI	Varmistä, että luet tarkuhenkot ja käyttöohjeet huolellisesti ennen tuoteen käytämistä. Ne ovat nähtävissä osoitteessa warranty.tempur.com .	NL	Lees de garantievoorwaarden en instructies zorgvuldig door voordat u het product gebruikt. U kunt de voorwaarden en instructies vinden op warranty.tempur.com .	NO	Sørg for at du leser garantivilkårene og bruksanvisningen nøye før du bruker produktet. Du finner disse på warranty.tempur.com .	PL	Uważnie przeczytaj warunki gwarancji i instrukcję obsługi przed użyciem produktu. Można je znaleźć na stronie internetowej warranty.tempur.com . Wiele produktów firmy TEMPUR® jest klasyfikowanych jako wyrob medyczny klasy I oznaczony znakiem CE zgodnie z unijnym rozporządzeniem w sprawie 2017/745. Celem wyrobów medycznych oznaczonych znakiem CE jest zapobieganie bądź redukcja ryzyka powstawania odleżyn u osób dorosłych	Denmark	Dan-Foam Aps 5560 Aarup Holmenlund 43 Denmark TEMPUR-Sealy International, Inc. Dan-Foam Aps is a subsidiary of tempur.com	 
-----------	--	-----------	---	-----------	---	-----------	---	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	---	-----------	---	-----------	---	-----------	--	-----------	---	-----------	---	----------------	--	---



WARRANTY

الضمان
ΕΓΓΥΗΣΗ
JÖTÄLLÄS
증거 문물