

Tere tulemast BY TEMPUR®-i

Täname teid ja palju õnne BY TEMPUR®-i ostu puhul.

Olete liitunud meie kasvava hulga omanikega kogu maailmas, kes naudivad TEMPUR® hämmastavat mugavust ja survet leevendavaid eeliseid. Miski muu ei ole võimeline tundma, toetama ega kohanema teie kehaga nagu meie TEMPUR® vahtmaterjal.

See juhend sisaldab kõike, mida peate teadma oma TEMPUR® toote hooldamise ja parimate võimaluste kohta.

Tootespetsiifilise teabe saamiseks külastage palun garantii.tempur.com

BY TEMPUR® toodete hooldamine

Madratsi tarnimine

Saatmise ajal võivad suuremate esemete, näiteks madratsite tekstiilkatted oma algsest asendist nihkuda. Kui olete oma TEMPUR® toote lahti pakkinud ja asetanud, laske BY TEMPUR® vahtmaterjalil veidi aega soojeneda ümbritseva õhu temperatuuril. Siis saate tekstiilkatte lihtsalt käsitsi tagasi sirgendada ja siluda.

EASY BY TEMPUR®

TÄHTIS:

EASE BY TEMPUR® madratsi saabumisel kontrollige karbil olevat silti ja veenduge, et see oleks ostukuupäeval nõutava pakendamisperioodiga. Teil on oht kehtetu garantii saamisest, kui on tõestatud, et teie madratsit hoitakse pärast seda kuupäeva tihedas pakendis ja lahti pakitud.

Pärast lahti pakkimist saate oma EASE BY TEMPUR® madratsit kohe kasutada. Enne kui teie madrats EASE BY TEMPUR® on oma esialgse kuju ja kõrguse taastanud, võib kuluda kuni 72 tundi. Madratsi tihe kokkusurumine võib põhjustada katte kortsumise. See on eeldatav ja kaob, kui madrats täielikult taastub. Mõnel juhul võib kortside eemaldamiseks nõuda katte pesemist.

- Järgige alati madratsikatte sisse pandud toote etiketil olevaid pesemisjuhiseid.

"Uue toote" lõhn

Mõned inimesed tunnetavad oma uue BY TEMPUR® toote pakendist välja võtmisel kergelt lõhna. See on täiesti kahjutu ja kaob pärast lühikest kasutamist. Selle protsessi kiirendamiseks laske tootel enne ja pärast kasutamist õhku tõmmata või „hingata”, eelistatavalt hästi ventileeritavas kohas.

TEMPUR® vahtmaterjali kohta

BY TEMPUR® vahtmaterjal on survet vähendav pind, mis on konstrueeritud viskoelastse lahtise rakustruktuuriga, mis neelab ja jaotab teie keha kaalu ühtlaselt maksimaalse mugavuse saavutamiseks. Temperatuuritundlikud omadused pehmendavad, suruvad kokku ja vastavad teie keha unikaalsele kujule ja kaalule keskmisel toatemperatuuril isikliku toe jaoks. BY TEMPUR® vahtmaterjali suur tihedus tagab mõõtmete maksimaalse stabiilsuse ja mugavuse.

BY TEMPUR® vahtmaterjal reageerib keha termilisele mõjule. Vahtmaterjali viskoelastsus tagab BY TEMPUR® tootel pärast kokkusurumist oma esialgse kuju võtta teatud sisemise viivitusega. See viivitus varieerub sõltuvalt erinevatest temperatuuridest. Võite oodata kindlamat tunnet jahedamates temperatuurides 18 ° C või vähem ja mida kõrgemal temperatuuril seda pehmem TEMPUR® toode on.

Tundega harjumine

Kui te olete harjunud enda eelmise vedrumadratsi või padjaga (sulg ja / või kiud vms.), siis tõenäoliselt tunnetate, et TEMPUR® toode on teistsuguse tunnetusega.

TEMPUR® vahtmaterjali ainulaadsed rõhku alandavad omadused võivad võtta aega, kuni keha kohaneb ja harjub.

Sisseelamisperiood

ONE BY TEMPUR® MADRATS

Inimesed veedavad rohkem aega kas voodil või voodis: puhkamiseks, lugemiseks või telerii vaatamiseks jne. Iga lisaliigutus aitab TEMPUR® vahtmaterjali rakkudel avaneda. Avanedes rakud "hingavad" ja reageerivad kiiremini kehakaalule ja temperatuurile, kuid nad pöörduvad tagasi oma esialgse kuju juurde. Kasutajale võib tunduda, et madrats muutub pehmemaks, kuid tegelikult ei muutu toote omadused, see on lihtsalt tunne.

Pole vaja kloppida

TEMPUR® tehnoloogia areng on viinud madratsi hoolduse minimaalseks. Igal madratsimudelil on mitu kihti, nii et magama peate ainult ülemisel kihil. Meie toodete eluea pikendamiseks võite aeg-ajalt oma madratsit peatsit ja jalutsit pöörata, madratsit ei tohiks ümber pöörata.

BY TEMPUR® padjad













- Esimese 2–3 nädala jooksul võib patju kasutada ka lisaks toetuspadjana, et parandada magamise ajal pakutavat tuge ja survet leevendavaid eeliseid.
 - Raputage ja masseerige patja, et täidis pärast kasutamist ühtlaselt tagasi saaks. (TEMPUR® vahtmaterjali graanulitega täidetud padjad).

Teisaldamine, transportimine, ladustamine ja utiliseerimine

- Kui ei ole sätestatud teisiti, ei tohiks BY TEMPUR® tooteid painutada ega oma algkujust välja pressida, kuna võite vahtmaterjali kahjustada ning siis kaovad kõik selle omadused ja eelised.
 - BY TEMPUR® toodete vahtmaterjali olemuse tõttu võib see transportimise või ladustamise ajal kergelt kokku surutud olla. See on eeldatav, pärast mõnda aega toatemperatuuril taastub toode oma normaalse kujuni.
 - Ärge BY TEMPUR® kattemadratsit lahti rullige, kui see on veel külm ja kõva, kunasiis on vahtmaterjali rebenemise või pragunemise oht. Enne lahti rullimist laske TEMPUR® kattemadratsil toatemperatuurile soojeneda.
 - BY TEMPUR® tooteid tuleks hoida originaalsel kujul.
 - BY TEMPUR® madratsid tuleb hoida lamedana, ideaalis originaalpakendis.
 - BY TEMPUR®-i kattemadratsid saab hoiustada kas rullis olevana või lamedana.
 - BY TEMPUR® padju tuleks hoida originaalsel kujul, välja arvatud TEMPUR® reisipadi, mida võib transportida kaasasolevas kotis kokku rullituna (kotti tuleks kasutada ainult reisimisel, et vältida padja püsivat deformatsiooni).
 - BY TEMPUR® tooteid tuleks hoida kuivas keskkonnas (maksimaalselt 65% suhteline õhuniiskus).
 - Kasutatava toote utiliseerimise kohta pöörduge palun oma riigi turu kohaliku omavalitsuse poole.

Sümbolid

Tootel, pakendil või käesolevas juhendis kasutatakse järgmisi sümboleid.

 Tootja	 Tootmise kuupäev	 Lot number	 CE märgistus kui I klassi meditsiiniseade vastavalt standardi nõuetele MDR (EU) 2017/745.
 Meditsiiniseade	 ↑UP Toote asendi märgistus	 Tutvuge kasutusjuhendiga	 Tootel on kasutatud looduslikku lateksit within the product
 Vältige lahtist leeki	 Niiskuse limiit	 Hoida kuivas	 Soovituslik maksimaalne kasutaja kaal

CE-märgistus

Paljud BY Tempuri tooted omavad CE märgistust kui I klassi meditsiiniseade vastavalt standardi nõuetele MDR (EU) 2017/745.

Kontrollige tekstiilkatte sisse pandud toote etiketti, et näha, kas teie ostetud toode on CE-märgistusega.

CE-märgistusega toodete eesmärk on ennetada või vähendada täiskasvanute lamatiste tekkimise riski. See efekt saavutatakse TEMPUR® vahtmaterjali rõhu ümberjaotamise kaudu.

CE-märgistusega tooted on mõeldud kasutamiseks koduhoolduses.

On oluline, et liikumatuid patsiente regulaarselt keeratakse.

CE-märgistusega BY TEMPUR® madratsid ja kattedmadratsid sobivad kaalule kuni 150 kg.



Toote kahjustuse korral tuleb sellest teavitada tootjat ja kasutaja koduriigi pädevat asutust.


Toote kahjujuhtumi kohta teavitamiseks palun teatage kahjujuhtumist garantiikaebusena, järgides selle juhendi jaotises „Garantii” toodud juhiseid.

Pange tähele täiendavaid kasutusjuhendeid

Hoiatused ja ettevaatusabinõud


Järgnevate sümbolite ja tekstide viiteid kasutatakse teie tähelepanu juhtimiseks võimalikele ohtlikele ja soovimatutele olukordadele. Pange tähele, et nende juhiste eiramine võib põhjustada kriitilisi vigastusi või toodet.


	HOIATUS	Olge teadlik ohtlikust olukorrast, mis võib põhjustada surma või kriitilisi vigastusi
	ETTEVAATUST	Olge teadlik ohtlikust olukorrast, mis võib põhjustada kergeid või mõõdukaid või kergemaid vigastusi
	TÄHTIS	Olge teadlik ohtlikust olukorrast, mis võib põhjustada olukordi või tavaid, mis võivad põhjustada toote ja / või muu vara kahjustamist

 Hoiatus: Ärge jätke imikuid, väikelapsi ega eakaid madratsile ja / või padjale järelevalveta, kui nad ei saa end ise kergelt ümber pöörata.


 Hoiatus. On oluline, et liikumatuid kasutajaid keeratakse regulaarselt ümber.

Hoolimatus põhjustab tulekahju - soovime tungivalt mitte suitsetada voodis ega toodete kasutamise ajal.

 Hoiatus: Tuleoht: hoida tooteid eemal lahtisest leegist

 Ettevaatust: Ärge kasutage BY TEMPUR® madratsitel ega katemadratsitel teisi patju, kuna need võivad vähendada rõhu ümberjaotamist leevendavaid omadusi.

Optimaalse toe tagamiseks soovime kasutada voodilina otse madratsil.

 Ettevaatust: Pange tähele, et TEMPUR® vahtmaterjal toimib kõige paremini kasutaja loomuliku soojuse korral, seetõttu ei soovitata kasutada elektritekki ja / või soojaveepudelit. Elektrilise tekiga tekkiv soojus kompenseerib ajutiselt TEMPUR® vahtmaterjali temperatuuritundlikkuse. Kuid kui kasutaja eelistaks siiski elektriteki kasutamist, soovime seda teha eraldi l ja vältida otsest kontakti TEMPUR®vahtmaterjaliga .

- TÄHTIS: Järgige alati elektriteki tarnijalt saadud kasutusjuhiseid.
- TÄHTIS: Kui teie kuumaveepudel peaks lekkima, mis teie madratsit märgaks, määrduks või kahjustaks, tühistab see teie garantii.

TÄHTIS:

- BY TEMPUR® madratsid tuleb alati asetada ventileeritavale alusele, nt. vedrud või voodiribid, et vältida niiskuse kogunemist madratsisse.

- Ärge kasutage märgade juustega BY TEMPUR® padja, sest vahtmaterjal kahjustub
- Ärge klappige, painutage ega suruge oma BY TEMPUR®-i kuju kuju, kuna on oht vahtmaterjali kahjustada
- Ärge muutke ega parandage toodet - see muudab garantii kehtetuks.

Puhastamine ja hooldus

Enamikku tekstiilkatteid saab eemaldada ja pesta. Palun järgige oma toote spetsiifilisi puhastusjuhiseid tekstiilkatte sees oleval tootesildil.

TÄHTIS:

- Ärge peske TEMPUR® vahtmaterjali.
- Ärge puhastage TEMPUR® vahtmaterjali auruga ega keemiliselt.

TÄHTIS

- BY TEMPUR® tooteid tuleb niiskuse eemaldamiseks regulaarselt ventileerida.



Ettevaatust: Pärast tekstiilist tekstiilkatte pesemist veenduge, et madratsi tekstiilkate oleks asendatud vastavalt madratsi vahtmaterjali küljele trükitud suunale. TEMPUR® vahtmaterjal, mis tagab maksimaalse mugavuse ja rõhu leevenduse, asub ainult südamikülaosas.



Ettevaatust: Pärast istmetoodete tekstiilkatete või padjade vahukihtidega pesemist pidage meeles toodete ümber kokkupanemisel vahtmaterjali südamiküla suunda. TEMPUR® vahtmaterjal, mis pakub maksimaalset mugavust ja rõhu leevendust, asub ainult südamikülaosas.

Tehniline teave toote kohta

BY TEMPUR® tooteid on saadaval mitmes erinevas suuruses. Toote kaal sõltub toote suuruselt. Lisateave on saadaval soovi korral.

- Koostisosad - vaadake tekstiilkatte sees olevat toote silti.
- hoolduskomponentmaterjalid - vaadake tekstiilkatte sees olevat toote silti.

Tuleohutusstandardid



Hoiatus: Tuleoht: hoida tooteid eemal lahtisest leegist

TEMPUR® toode	Tuleohutus
Madratsid	EN 597-1 (Sigarett-test)
Madratsid(tulekindlad versioonid)	BS 7177 Low Hazard - (DS/EN 597-1 (Sigarett) DS/EN 597-2 (Tikud) BS 5852 (Crib V) vahul
Padjad	EN/ISO 12952-1 (Sigarett-test)
Padjad (tulekindlad versioonid)	(EN/ISO 12952-1 (Sigarett-test) EN/ISO 12952-2 (Tikud) BS 5852 (Crib V) vahul

Tootja



Dan-Foam ApS

Holmelund 43

5560 Aarup

Taani

*Dan-Foam ApS on TEMPUR-Sealy International,

Inc tütarettevõtte