

Καλωσορίσατε στην TEMPUR®

Σας ευχαριστούμε και συγχαρητήρια που επιλέξατε την TEMPUR®. Είστε πλέον κι εσείς ένας από τους συνεχώς αυξανόμενους Πελάτες μας σε όλο τον κόσμο, οι οποίοι απολαμβάνουν τα εκπληκτικά οφέλη της TEMPUR® για άνεση και ανακούφιση από την πίεση. Τίποτα δεν μπορεί να στηρίξει ή να προσαρμοστεί στο σώμα σας όπως το δικό μας αφρώδες υλικό TEMPUR®. Αυτός ο οδηγός περιλαμβάνει όλα όσα χρειάζεται να γνωρίζετε για τη φροντίδα και την απόλαυση του προϊόντος σας TEMPUR®.

Για συγκεκριμένες πληροφορίες προϊόντος, παρακαλούμε επισκεφτείτε www.tempur.com

Φροντίδα των Προϊόντων TEMPUR®.

Κατά την Παράδοση του στρώματός σας

Κατά την αποστολή, τα καλύμματα μεγαλύτερων αντικειμένων, όπως των στρωμάτων, μπορεί να μετακινηθούν από την αρχική τους θέση. Αφού ανοίξετε και τοποθετήσετε το προϊόν σας TEMPUR® δώστε λίγο χρόνο στο υλικό TEMPUR® να προσαρμοστεί στην θερμοκρασία του δωματίου. Μετά μπορείτε να ισιώσετε και να στρώσετε το κάλυμμα στη θέση του με το χέρι σας.

Η μυρωδιά του «νέου Προϊόντος»

Ορισμένοι άνθρωποι παρατηρούν μια ελαφριά μυρωδιά μόλις ανοίξουν το νέο τους προϊόν TEMPUR®. Η μυρωδιά είναι πλήρως αβλαβής και θα εξαφανιστεί μετά από μια μικρή περίοδο χρήσης. Αφήστε το προϊόν να αεριστεί ή να «αναπνεύσει» εκτός συσκευασίας σε έναν καλά αεριζόμενο χώρο πριν και μετά τη χρήση, για να φύγει η μυρωδιά.

Σχετικά με το υλικό Αφρού TEMPUR®

Το αφρώδες υλικό TEMPUR® είναι μια επιφάνεια ανακούφισης πίεσης, η οποία έχει σχεδιαστεί με ένα βισκοελαστικό υλικό με ανοιχτή κυτταρική δομή, το οποίο απορροφά και διανέμει ανάλογα το βάρος του σώματος για μέγιστη άνεση. Το ευαίσθητο στη θερμοκρασία υλικό μαλακώνει, συμπιέζεται και προσαρμόζεται στο μοναδικό σχήμα και βάρος του σώματός σας σε θερμοκρασία δωματίου, για εξατομικευμένη υποστήριξη. Η υψηλή πυκνότητα του αφρώδες υλικού-TEMPUR® διασφαλίζει τη μέγιστη πολυδιάστατη σταθερότητα και άνεση.

Το υλικό TEMPUR® αντιδρά στο θερμικό αντίκτυπο του σώματος. Η βισκοελαστική ιδιότητα του υλικού διασφαλίζει ότι το TEMPUR® σας θα επιστρέψει στο αρχικό του σχήμα μετά τη συμπίεση μετά από μια μικρή καθυστέρηση. Αυτή η καθυστέρηση διαφέρει, ανάλογα με την θερμοκρασία. Σε θερμοκρασίες χαμηλότερες από 18°C το στρώμα σας θα είναι πιο σκληρό, ενώ σε υψηλότερες θερμοκρασίες θα αισθάνεστε το TEMPUR® υλικό πιο μαλακό.

Συνηθίζοντας την αίσθηση

Αν τα προηγούμενα στρώματά σας είχαν πιο παραδοσιακές μεθόδους υποστήριξης, όπως ελατήρια, είναι πιθανόν ότι θα αισθάνεστε διαφορετικό το υλικό TEMPUR® στην αρχή. Οι μοναδικές ιδιότητες ανακούφισης πίεσης του υλικού TEMPUR®, μπορεί να απαιτήσουν λίγο χρόνο από το σώμα σας, ώστε αυτό να προσαρμοστεί και να συνηθίσει την αίσθηση.

Περίοδος Προσαρμογής

TEMPUR® ΣΤΡΩΜΑ

Όσο Περισσότερο χρόνο μένετε ξαπλωμένος στο κρεβάτι διαβάζοντας ή βλέποντας τηλεόραση, τόσο το καλύτερο. Η επιπλέον κίνηση θα βοηθήσει τις κυψέλες στο υλικό TEMPUR® να ανοίξουν. Καθώς θα ανοίγουν, οι κυψέλες «αναπνέουν» και ανταποκρίνονται πιο γρήγορα στο βάρος και τη θερμοκρασία, αλλά μετά θα επιστρέψουν στο αρχικό τους σχήμα. Ο χρήστης μπορεί να νομίζει ότι το στρώμα μαλακώνει, αλλά στην Πραγματικότητα δεν Παρατηρείται καμία αλλαγή στις ιδιότητες ανακούφισης Πίεσης του Προϊόντος σας.

Δε χρειάζεται να το γυρίσετε

Η πρόοδος στην τεχνολογία TEMPUR® έχει ως αποτέλεσμα τη διατήρηση της συντήρησης στο ελάχιστο. Κάθε μοντέλο στρώματος έχει πολλαπλές στρώσεις, οπότε θα κοιμάστε Πάντα στην Πάνω Πλευρά.

Για να Παρατείνετε τη διάρκεια ζωής των Προϊόντων μας, από καιρό σε καιρό μπορείτε να Περιστρέψετε το στρώμα σας Προς τα Πόδια.

ΜΑΞΙΛΑΡΙΑ TEMPUR®

- Κατά τη διάρκεια των Πρώτων 2-3 εβδομάδων ιδιοκτησίας, μπορεί να σας βοηθήσει να χρησιμοποιήσετε το μαξιλάρι ως στήριγμα κατά τη διάρκεια της ημέρας για να βελτιώσετε την υποστήριξη και τα οφέλη που ανακουφίζουν από την Πίεση που Παρέχεται όταν κοιμάστε.
- Ανακινήστε και κάντε μασάζ στο μαξιλάρι για να επαναφέρετε ομοιόμορφα το γέμισμα μετά τη χρήση(για μαξιλάρια γεμάτα με αφρώδες υλικό TEMPUR®).

Μετακόμιση, μεταφορά, αποθήκευση και απόρριψη

- Εκτός κι αν αναφέρεται διαφορετικά, τα Προϊόντα TEMPUR® ΔΕΝ θα Πρέπει να λυγίζονται ή να Πιέζονται σε άλλο σχήμα από το αρχικό τους, καθώς έτσι ρισκάρετε να καταστρέψετε το υλικό και να χάσετε τις ιδιότητες και τα πλεονεκτήματά του.
- Εξαιτίας της φύσης του υλικού TEMPUR®, τα Προϊόντα μπορεί να συμπιεστούν ελαφρά κατά τη μεταφορά ή την αποθήκευση. Αυτό είναι αναμενόμενο, το Προϊόν θα επανέλθει στην κανονική του κατάσταση σύντομα σε θερμοκρασία δωματίου.
- Μην ξετυλίγετε ένα ανώστρώμα TEMPUR® όταν είναι κρύο, καθώς θα κινδυνεύετε να σκίσετε ή να σπάσετε το αφρώδες υλικό. Αφήστε το TEMPUR® να Προσαρμοστεί στη θερμοκρασία δωματίου Πριν το ξετυλίξετε.
- Τα Προϊόντα TEMPUR® θα Πρέπει να αποθηκεύονται στο αρχικό τους σχήμα. Εξαιρείται από αυτό το TEMPUR® Travel Pillow, το οποίο μπορεί να μεταφερθεί τυλιγμένο στην τσάντα που Παρέχεται (η τσάντα Πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο όταν ταξιδεύετε για να αποφύγετε τη μόνιμη παραμόρφωση του μαξιλαριού).
- Τα στρώματα TEMPUR® θα Πρέπει να αποθηκεύονται επίπεδα, ιδανικά στην αρχική τους συσκευασία.
- Τα ανωστρώματα TEMPUR® μπορούν να αποθηκευτούν είτε τυλιγμένα είτε αποθηκευμένα επίπεδα.
- Τα Προϊόντα TEMPUR® θα Πρέπει να αποθηκεύονται σε ξηρό Περιβάλλον (65% υγρασία το πολύ)
- Για την απόρριψη του Προϊόντος σας, Παρακαλούμε απευθυνθείτε στις τοπικές αρχές της χώρας αγοράς.

Σύμβολα

Τα ακόλουθα σύμβολα χρησιμοποιούνται σε Προϊόν, συσκευασία ή σε αυτό το εγχειρίδιο.

 Κατασκευαστής	 Ημερομηνία κατασκευής	 Αριθμός Παρτίδας	 Το CE χαρακτηρίζεται ως ιατροτεχνολογικό Προϊόν κατηγορίας I σύμφωνα με τις απαιτήσεις του MDR (ΕΕ) 2017/745
 Ιατρική συσκευή	 ↑UP Προσανατολισμός Προϊόντος τυπωμένος σε Πυρήνες αφρού στρώματος	 Συμβουλευτείτε τις Οδηγίες Χρήσεως	 Το Προϊόν έχει Παρουσία λατέξ από φυσικό καουτσούκ ως υλικό κατασκευής εντός του Προϊόντος
 Αποφύγετε τις φλόγες	 Περιορισμός υγρασίας	 Κρατήστε το στεγνό	 Συνιστάμενο μέγιστο βάρος χρήση

Σήμανση CE

Πολλά προϊόντα Tempur ταξινομούνται ως Ιατροτεχνολογικά Προϊόντα, κατηγορίας I και CE, σύμφωνα με το MDR (ΕΕ) 2017/745.

Ελέγξτε την ετικέτα με τις οδηγίες Πλυσίματος για να δείτε αν το Προϊόν Που έχετε αγοράσει φέρει τη σήμανση CE.

Η επιδιωκόμενη χρήση των Προϊόντων με σήμανση CE είναι η Πρόληψη ή η μείωση του κινδύνου εμφάνισης ελκών Πίεσης σε ενήλικες. Αυτό το αποτέλεσμα επιτυγχάνεται μέσω των ιδιοτήτων της αναδιανομής της πίεσης του αφρού TEMPUR®.

Τα προϊόντα με σήμανση CE προορίζονται για φροντίδα στο σπίτι. Είναι σημαντικό οι ακινητοποιημένοι χρήστες να αλλάζουν θέση σε τακτική βάση.

Τα στρώματα TEMPUR® με σήματα CE και τα καλύμματα για στρώματα είναι κατάλληλα για βάρη έως 150 kg.



Σε Περίπτωση σοβαρού συμβάντος με το Προϊόν, ο κατασκευαστής και η αρμόδια αρχή στη χώρα καταγωγής του χρήστη Πρέπει να ενημερώνονται.


Για να αναφέρετε ένα συμβάν στον κατασκευαστή, αναφέρετε το συμβάν ως ΠαράΠονο εγγύησης, ακολουθώντας τις οδηγίες που καθορίζονται στην ενότητα "εγγύηση" αυτού του εγχειριδίου.


Παρακαλούμε Προσέξτε τις επιπλέον Οδηγίες Χρήσης

Προειδοποιήσεις και Προφυλάξεις


Οι Παρακάτω αναφορές θα χρησιμοποιούνται για να σας επιστήσουν την Προσοχή σε δυνητικά επικίνδυνες και ανεπιθύμητες καταστάσεις. Παρακαλούμε να γνωρίζετε ότι η αποτυχία συμμόρφωσης με αυτές τις οδηγίες μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα τον τραυματισμό σας ή την καταστροφή του Προϊόντος σας.


	ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ	Να Προσέχετε τις καταστάσεις ή Πρακτικές που μπορεί να προκαλέσουν θάνατο ή κρίσιμο τραυματισμό
	ΠΡΟΣΟΧΗ	Να Προσέχετε τις καταστάσεις ή Πρακτικές που μπορεί να προκαλέσουν μικρούς ή σοβαρούς τραυματισμούς
	ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ	Να προσέχετε τις καταστάσεις ή τις πρακτικές που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε ζημιά στο προϊόν ή σε άλλη ιδιοκτησία


 **Προειδοποίηση:** Μην αφήνετε μωρά, μικρά παιδιά ή υπερήλικες μόνους τους στο κρεβάτι χωρίς επίβλεψη, αν δεν μπορούν να γυρίσουν πλευρό μόνοι τους.

 **Προειδοποίηση:** Είναι σημαντικό οι ακινητοποιημένοι χρήστες να αλλάζουν θέση σε τακτική βάση.

Η απροσεξία προκαλεί πυρκαγιά - συνιστούμε ανεπιφύλακτα να μην καπνίζετε στο κρεβάτι ή κατά τη χρήση των Προϊόντων.

 **Προειδοποίηση:** Κίνδυνος πυρκαγιάς: κρατήστε τα προϊόντα μακριά από φλόγες

 **Προσοχή:** Μη χρησιμοποιείτε καλύμματα στρώματος στα στρώματα TEMPUR® γιατί μπορεί να μειώσουν τις ιδιότητες ανακούφισης της πίεσης. Για να διασφαλίσετε τη βέλτιστη υποστήριξη, προτείνουμε να στρώσετε το σεντόνι σας απευθείας πάνω στο στρώμα.

 **Προσοχή:** Παρακαλούμε προσέξτε ότι το υλικό TEMPUR® ανταποκρίνεται βέλτιστα στη φυσική θερμοκρασία του χρήστη, οπότε δε συνιστάται η χρήση ηλεκτρικής κουβέρτας ή/ και θερμοφόρας. Η ζέστη της ηλεκτρικής κουβέρτας θα εμποδίσει την ευαισθησία στη θερμοκρασία του υλικού TEMPUR®. Παρόλα αυτά, αν επιθυμείτε να χρησιμοποιήσετε ηλεκτρική κουβέρτα, προτείνουμε να το κάνετε πάνω από το σεντόνι και να αποφύγετε την άμεση επαφή της με το υλικό TEMPUR®.

- **ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ:** Να ακολουθείτε πάντα τις οδηγίες του κατασκευαστή της ηλεκτρικής κουβέρτας.:-
- **ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ:** Σε περίπτωση που η θερμοφόρα σας σκιστεί και βρέξει, λερώσει ή καταστρέψει το στρώμα σας, σας ενημερώνουμε ότι η εγγύηση θα ακυρωθεί.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ:

- Τα στρώματα TEMPUR® πρέπει πάντα να τοποθετούνται σε μια αεριζόμενη βάση, δηλαδή ελατήρια ή τάβλες, για να μη συγκεντρωθεί υγρασία στο στρώμα.
- Μην χρησιμοποιείτε μαξιλάρι TEMPUR® με βρεγμένα μαλλιά, καθώς το αφρώδες υλικό θα υποστεί ζημιά.

- Μην ξετυλίγετε ένα ανώστρωμα TEMPUR® όταν είναι κρύο, καθώς θα κινδυνεύετε να σκίσετε ή να σπάσετε το αφρώδες υλικό. Αφήστε το ανώστρωμα TEMPUR® να προσαρμοστεί στη θερμοκρασία δωματίου Πριν το ξετυλίξετε.
- Μη λυγίζετε ή πιέζετε το Προϊόν TEMPUR®, καθώς έτσι μπορεί να καταστρέψετε το υλικό.
- Μην τροποποιήσετε ή επισκευάσετε το Προϊόν σας - θα ακυρώσει την εγγύησή σας.

Καθάρισμα και συντήρηση

- Τα Περισσότερα υφασμάτινα καλύμματα μπορούν να αφαιρεθούν και να πλυθούν. Παρακαλούμε ακολουθήστε τις συγκεκριμένες οδηγίες καθαρισμού που θα βρείτε στην ετικέτα στο εσωτερικό μέρος του καλύμματος.
- Ειδικά υφασμάτινα καλύμματα που περιέχουν αφρώδες υλικό TEMPUR® που δεν μπορούν να πλυθούν ή να καθαριστούν στεγνά, μπορούν εύκολα να αφαιρεθούν για αερισμό και βούρτσισμα.

Μαξιλάρι με Πούπουλα TEMPUR® Luxe:

- **Αφαιρέστε τη σακούλα με το κοκκώδες αφρώδες υλικό TEMPUR® Πριν πλύνετε το κάλυμμα.**
- Χρησιμοποιήστε απορρυπαντικό πλυντηρίου χωρίς ένζυμο για το κάλυμμα και βάλτε το στο στεγνωτήριο με μερικές μπάλες στεγνωτηρίου (ή καθαρές μπάλες του τένις) για να αποφύγετε τη συσσώρευση των Πούπουλων και για να εξασφαλίσετε ότι τα Πούπουλα στεγνώνουν ομοιόμορφα.
- **ΜΗ** χρησιμοποιήσετε μαλακτικό υφασμάτων στο Πουπουλένιο κάλυμμα.
- Το Πουπουλένιο κάλυμμα Πρέπει να είναι εντελώς στεγνό Πριν από τη χρήση ή την αποθήκευση.
- Συμβουλή: Ζυγίστε το Πουπουλένιο κάλυμμα του μαξιλαριού Luxe (χωρίς τη σακούλα αφρού) πριν το πλύνετε. Στεγνώστε το κάλυμμα μετά το πλύσιμο έως ότου το κάλυμμα έχει το ίδιο βάρος με Πριν από το πλύσιμο. Τότε ξέρετε ότι το κάλυμμα είναι εντελώς στεγνό.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ:

- Μην πλένετε το αφρώδες υλικό TEMPUR®.
Εξαιρείται από αυτό το TEMPUR® EasyClean Pillow, το οποίο μπορεί να πλυθεί (ακολουθήστε τις συγκεκριμένες οδηγίες καθαρισμού στην ετικέτα του Προϊόντος μέσα στο υφασμάτινο κάλυμμα αυτού του μαξιλαριού).
- Μην καθαρίζετε με ατμό ή στεγνώνετε το αφρώδες υλικό TEMPUR®.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ

- Τα Προϊόντα TEMPUR® Πρέπει να αερίζονται τακτικά για να αφαιρείται η υγρασία.



Προσοχή: Μετά το πλύσιμο του υφασμάτινου καλύμματος, βεβαιωθείτε ότι το κάλυμμα υφάσματος του στρώματος αντικαθίσταται σύμφωνα με τον Προσανατολισμό που εκτυπώνεται στην Πλευρά του Πυρήνα αφρού στρώματος. Το αφρώδες υλικό TEMPUR® που παρέχει μέγιστη άνεση και ανακούφιση Πίεσης βρίσκεται μόνο στην Πάνω Πλευρά του Πυρήνα.



Προσοχή: Μετά το πλύσιμο των υφασμάτινων καλυμμάτων των Προϊόντων καθίσματος ή των μαξιλαριών με στρώματα αφρού, Πρέπει να γνωρίζετε τον Προσανατολισμό του Πυρήνα αφρού όταν τα Προϊόντα επανασυναρμολογούνται. Το αφρώδες υλικό TEMPUR® που παρέχει μέγιστη άνεση και ανακούφιση Πίεσης βρίσκεται μόνο στην Πάνω Πλευρά του Πυρήνα.

Τεχνικές Πληροφορίες Προϊόντος

- Ορισμένα Προϊόντα TEMPUR® έχουν αντιολισθητική επίστρωση στο κάτω μέρος. Αυτή η επίστρωση διασφαλίζει ότι το προϊόν δεν γλιστρά κατά τη χρήση.
- Τα Προϊόντα TEMPUR® διατίθενται σε πολλά διαφορετικά μεγέθη καθώς και Προσαρμοσμένα μεγέθη. Το βάρος του Προϊόντος εξαρτάται από το μέγεθος του Προϊόντος. Περαιτέρω πληροφορίες διατίθενται μετά από σχετική αίτηση.
- Συστατικά υλικά - δείτε την ετικέτα Που βρίσκεται στο εσωτερικό του καλύμματος.

Λάτεξ

Ορισμένα Προϊόντα TEMPUR® κατασκευάζονται από στρώσεις αφρού με το αφρώδες υλικό TEMPUR® στην κορυφή και με κόλλα που περιέχει λατέξ μεταξύ των στρώσεων.

Ελέγξτε την ετικέτα με τις οδηγίες Πλυσίματος για να δείτε αν το Προϊόν που έχετε αγοράσει περιέχει λάτεξ.

Το αφρώδες υλικό TEMPUR® και το υφασμάτινο κάλυμμα δεν περιέχουν λατέξ

Πυρασφάλεια



Προειδοποίηση: Κίνδυνος Πυρκαγιάς: κρατήστε τα Προϊόντα μακριά από φλόγες

Προϊόν TEMPUR®	Πυρασφάλεια
Στρώματα, ανωστρώματα	EN 597-1 (Δοκιμή με τσιγάρο)
Στρώματα, ανωστρώματα (Πυράντοχες εκδόσεις)	BS 7177 χαμηλός (DS/EN 597--1 (τσιγάρο) DS/EN 597--2 (σπίρτο) BS 5852 (Ξυλοκατασκευή V) σε αφρό
Μαξιλάρια, βοηθητικά μαξιλάρια και Προϊόντα τοποθέτησης (με συμπαγή και κοκκώδη γέμιση)	EN/ISO 12952-1 (Δοκιμή με τσιγάρο)
Μαξιλάρια, βοηθητικά μαξιλάρια και Προϊόντα τοποθέτησης, συμπαγή (Πυράντοχη εκδοχή)	(EN/ISO 12952-1 (Δοκιμή με τσιγάρο) EN/ISO 12952-2 (σπίρτο) BS 5852 (Ξυλοκατασκευή V) σε αφρό)
Μαξιλάρια, βοηθητικά μαξιλάρια και Προϊόντα τοποθέτησης, κοκκώδη (Πυράντοχη εκδοχή)	EN/ISO 12952-1 (Δοκιμή με τσιγάρο) EN/ISO 12952-2 (σπίρτο) BS 5852 (πηγή 2) σε αφρό
Μαξιλάρι με Πούπουλα Luxe (Πυράντοχη εκδοχή)	BS 5852 (πηγή 2) σε κόκκους αφρού BS 5852 (πηγή 2) σε Πούπουλα

Κατασκευαστής



Dan-Foam ApS
Holmelund 43
5560 Aarup

Δανία

* Η Dan-Foam ApS είναι θυγατρική της
TEMPUR-Sealy International, Inc.