

Dobrodošli u BY TEMPUR®

Zahvaljujemo vam i čestitamo na odabiru BY TEMPUR®.

Nakon napornog dana, vaš bi krevet uvijek trebao biti nešto čemu se želite vratiti. Puno više od osnovne memorijske pjene, naš se TEMPUR® materijal tako savršeno prilagođava vašem tijelu da ćete pomisliti kako je stvoren samo za vas. Ovaj vodič uključuje sve što trebate znati o brizi i kako izvući najbolje od vašeg djelića TEMPUR® magije.

Za specifične informacije o proizvodu molimo vas da posjetite warranty.tempur.com.

Dok brinete za svoj BY TEMPUR® Proizvod

Tijekom dostave vašeg madraca

Tijekom slanja, navlake većih predmeta poput madraca mogu se pomaknuti iz prvobitnog položaja. Nakon što raspakirate i smjestite svoj BY TEMPUR® proizvod, ostavite neko vrijeme da se TEMPUR® pjenasti materijal zagrije na sobnoj temperaturi. Tada navlaku možete jednostavno ispraviti i rukom glatko vratiti u položaj.

EASE BY TEMPUR®

VAŽNO: Nakon dolaska vašeg EASE BY TEMPUR® madraca, provjerite naljepnicu na kutiji i provjerite je li unutar potrebnog razdoblja za raspakiranje od datuma kupnje. Postoji rizik da ćete poništiti svoje jamstvo ako se utvrdi da se madrac drži u čvrstoj ambalaži i raspakira nakon tog datuma.

Svoj madrac EASE BY TEMPUR® možete koristiti odmah nakon raspakiranja. Može proći i do 72 sata (3 dana) dok vaš madrac EASE BY TEMPUR® ne dobije svoj izvorni oblik i visinu. Čvrsta kompresija madraca može uzrokovati nabore na navlaki. To je očekivano i nestat će kada se madrac u potpunosti oporavi. U nekim će slučajevima možda trebati oprati navlaku kako biste uklonili nabore.

- Uvijek slijedite upute za pranje na naljepnici proizvoda koja se nalazi unutar navlake madraca.

Onaj 'novi proizvod' miris

Neki ljudi primijete lagani miris svog novog proizvoda BY TEMPUR® nakon što ga raspakiraju. To je potpuno bezopasno i nestat će nakon kratkog razdoblja uporabe. Ostavite proizvod da zrači ili „diše“, po mogućnosti nepokriven u dobro prozračenom prostoru prije i nakon upotrebe kako biste ubrzali ovaj postupak.

O TEMPUR® pjenastom Materijalu

TEMPUR® pjenasti materijal površina je za smanjenje pritiska, izrađena od viskoelastične otvorene stanične strukture koja apsorbira i ravnomjerno raspoređuje težinu vašeg tijela za maksimalnu udobnost. Svojstva osjetljiva na temperaturu omekšavaju se, komprimiraju i prilagođavaju jedinstvenom obliku i težini vašeg tijela na prosječnoj sobnoj temperaturi za personaliziranu potporu. Visoka gustoća TEMPUR® pjenastog materijala osigurava maksimalnu prostornu stabilnost i udobnost. TEMPUR® pjenasti materijal reagira na toplinski utjecaj tijela. Viskoelastičnost u pjenastom materijalu osigurava da se vaš BY TEMPUR® proizvod vrati u svoj izvorni oblik nakon kompresije, uz određeno

kašnjenje. Ovo kašnjenje varira s različitim temperaturama. Možete očekivati čvršći osjećaj u hladnijim uvjetima od 18 ° C ili manje i što je viša temperatura to će vaš BY TEMPUR® biti mekši.

Naviknuti se na osjećaj

Ako su u vašem prethodnom madracu ili jastuku korišteni tradicionalniji načini podupiranja poput opruga, perja i / ili vlakana, vjerojatno ćete se uz vaše proizvode BY TEMPUR® u početku osjećati drugačije. Tijelu može trebati neko vrijeme da se prilagodi i navikne na jedinstvena svojstva TEMPUR® pjenastog materijala za smanjenje pritiska.

Razdoblje prilagodbe

ONE BY TEMPUR® MADRACI

Što više vremena provedete na ili u krevetu: odmarate se, čitate ili gledate televiziju, to bolje. Dodatni pokreti pomoći će stanicama u TEMPUR® pjenastom materijalu da se otvore. Kako se otvaraju, stanice 'dišu' i brže reagiraju na težinu i temperaturu, ali vratit će se u svoj izvorni oblik. Korisniku se može činiti da madrac postaje mekši, ali zapravo ne dolazi do promjene svojstava za smanjenje pritiska vašeg proizvoda.

Nema potrebe za okretanjem

Unapređivanje TEMPUR® tehnologije rezultiralo je minimalnim održavanjem. Svaki model madraca ima sastav od više slojeva, tako da spavate samo na gornjoj strani.

Da biste produžili životni vijek naših proizvoda, s vremena na vrijeme možete okretati madrac glavom do stopala.

BY TEMPUR® JASTUCI





- Tijekom prva 2-3 tjedna vlasništva korištenje jastuka kao podloška tijekom dana može vam pomoći kako biste poboljšali potporu i blagodati smanjenja pritiska pružene dok spavate.







Pomicanje, prijevoz, skladištenje i zbrinjavanje

- Ako TEMPUR® ne navodi drugačije, proizvodi se NE SMIJU savijati ili istisnuti iz izvornog oblika, jer riskirate oštećenje materijala od pjene i gubitak svih svojstava i koristi koje donosi.
- Zbog svojstva pjenastog materijala u BY TEMPUR® proizvodima, ono se može lagano stisnuti tijekom transporta ili skladištenja. To je očekivano, proizvod će se vratiti u svoju normalnu veličinu nakon kratkog vremena na sobnoj temperaturi.
- BY TEMPUR® proizvod treba biti uskladišten u svojem originalnom obliku.
- BY TEMPUR® madraci se moraju čuvati ravni, idealno u originalnom pakiranju (nije moguće ponovno koristiti ambalažu madraca EASE BY TEMPUR®)
- BY TEMPUR® proizvode treba čuvati u suhom okruženju (maksimalno 65% relativne vlažnosti zraka).
- Za odlaganje korištenog proizvoda obratite se lokalnim vlastima u vašoj zemlji.

Simboli

Sljedeći simboli koriste se na proizvodu, pakiranju ili u ovom priručniku.

 Proizvođač	 Datum proizvodnje	 Lot broj	 CE označeno kao medicinski proizvodi klase I u skladu sa zahtjevima MDR (EU) 2017/745
---------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Medicinski uređaj	 ↑UP Orijehtacija proizvoda otisnuta na jezgri madraca od pjene	 Pogledajte Upute za uporabu	 Izbjegavajte otvoreni plamen
 Ograničenje vlažnosti	 Držati na suhom mjestu		

CE obilježava

Mnogi proizvodi tvrtke BY TEMPUR® klasificirani su kao medicinski uređaji, klase I i CE s oznakom u skladu s MDR (EU) 2017/745.

Molimo provjerite naljepnicu proizvoda postavljenu unutar tekstilne navlake kako biste vidjeli je li proizvod koji ste kupili označen CE.

Namjena proizvoda s oznakom CE je sprječavanje ili smanjenje rizika od nastanka dekubitusa kod odraslih. Ovaj se učinak postiže svojstvima preraspodjele pritiska TEMPUR® pjene.

Proizvodi s oznakom CE namijenjeni su kućnoj njezi. Važno je da se imobilizirani korisnici redovno premještaju.

Madraci i nadmadraci s CE oznakom BY TEMPUR® prikladni su za težine do 150 kg.



U slučaju ozbiljnog incidenta s proizvodom, proizvođač i nadležno tijelo u matičnoj zemlji korisnika moraju biti obaviješteni.


Da biste proizvođaču prijavili incident, prijavite slučaj kao jamstveni prigovor slijedeći upute navedene u odjeljku "jamstvo" ovog priručnika.


Obratite pažnju na dodatne upute za uporabu

Upozorenja i mjere opreza

Slijedeći simbol i tekst upotrijebit će se za skretanje pažnje na moguće opasne i neželjene situacije. Imajte na umu da nepridržavanje ovih uputa može rezultirati kritičnim ozljedama ili oštećenjem proizvoda.

	UPOZORENJE	Budite svjesni situacija ili praksi koje mogu prouzročiti smrt ili kritične ozljede.
	OPREZ	Budite svjesni situacija ili praksi koje mogu prouzročiti umjerene ili lakše ozljede.
	VAŽNO	Budite svjesni situacija ili postupaka koji mogu dovesti do oštećenja proizvoda ili druge imovine.

 **Upozorenje:** Ne ostavljajte dojenčad, malu djecu ili starije osobe bez nadzora na madracu ili jastuku ako se sami ne mogu lako okrenuti.

 **Upozorenje:** Važno je da se imobilizirani korisnici redovito premještaju.

Nepažnja uzrokuje požar - toplo preporučujemo da ne pušite u krevetu ili dok koristite proizvode.



Upozorenje: Opasnost od požara: držite proizvode dalje od otvorenog plamena.



Oprez: Ne koristite podstave za krevet na madracima BY TEMPUR® jer mogu smanjiti svojstva rasterećenja pritiska. Da bismo osigurali optimalnu potporu, predlažemo upotrebu plahte izravno na madracu.



Oprez: Napominjemo da TEMPUR® pjenasti materijal najbolje djeluje kao reakcija na prirodnu toplinu korisnika, stoga se ne preporučuje električna deka i / ili termofor. Toplina iz električnog pokrivača privremeno će neutralizirati temperaturnu osjetljivost u TEMPUR® pjenastom materijalu. Međutim, ako bi korisnik i dalje radije koristio električnu deku, predlažemo da to učini na zasebnoj plahti i izbjegava izravni kontakt s TEMPUR® pjenastim materijalom.

- **VAŽNO:** Uvijek slijedite upute za uporabu dobavljača električnog pokrivača.
- **VAŽNO:** Ako vam boca s toplom vodom stvori curenje koje je namočilo, stvorilo mrlje ili oštetilo vaš madrac, **poništiti će vaše jamstvo.**

VAŽNO:

- BY TEMPUR® madraci moraju uvijek biti postavljeni na ventiliranu podlogu, npr. opruge ili letvice kako bi se spriječilo nakupljanje vlage u madracu.
- Ne koristite BY TEMPUR® jastuk s mokrom kosom jer će se pjenasti materijal oštetiti.
- Nemojte presavijati, savijati ili pritiskati svoj BY TEMPUR® proizvod u oblike jer postoji opasnost od oštećenja pjenastog materijala
- Ne mijenjajte i ne popravljajte svoj proizvod - poništiti će vaše jamstvo.

Čišćenje i održavanje

- Većina tekstilnih presvlaka može se ukloniti i oprati. Slijedite posebne upute za čišćenje vašeg proizvoda na naljepnici proizvoda koja se nalazi unutar navlake od tekstila.

VAŽNO:

- Nemojte prati TEMPUR® pjenasti materijal.
- TEMPUR® pjenasti materijal ne čistite parom ili kemijski.

VAŽNO

- Proizvodi BY TEMPUR® moraju se redovito provjetravati kako bi se uklonila vlaga.



Oprez: Nakon pranja tekstilne navlake, osigurajte da je tekstilna navlaka madraca zamijenjena prema orijentaciji otisnutoj na bočnoj strani jezgre madraca od pjene. Materijal pjene TEMPUR® koji pruža maksimalnu udobnost i rasterećenje pritiska nalazi se samo na gornjoj strani jezgre.

Tehničke informacije o proizvodu

- BY TEMPUR® proizvodi dostupni su u nekoliko različitih veličina. Težina proizvoda ovisi o veličini proizvoda. Dodatne informacije dostupne su na zahtjev.
- Sastavni materijali - vidi naljepnicu proizvoda koja se nalazi unutar tekstilne navlake.

Standardi zaštite od požara



Upozorenje: Opasnost od požara: držite proizvode dalje od otvorenog plamena

BY TEMPUR® proizvod	Sigurnost od požara
Madraci	EN 597-1 (Cigarette Test)
Madraci (vatrootporna verzija)	BS 7177 Low Hazard - (DS/EN 597-1 (cigarette)) DS/EN 597-2 (Match) BS 5852 (Crib V) on foam
Jastuci	EN/ISO 12952-1 (Cigarette test)
Jastuci (vatrootporna verzija)	(EN/ISO 12952-1 (Cigarette test)) EN/ISO 12952-2 (Match) BS 5852 (Crib V) on foam

Proizvođač



Dan-Foam ApS

Holmelund 43

5560 Aarup

Denmark

*Dan-Foam ApS is a subsidiary of TEMPUR-Sealy
International, Inc