

Laipni lūgti BY TEMPUR®

Paldies, ka izvēlējāties BY TEMPUR®.

Pēc aizņemtās dienas, Jūsu atpūtai vienmēr vajadzētu būt kaut kam īpašam. TEMPUR® materiāls, no kā ražoti BY TEMPUR® izstrādājumi, ir kas labāks, kā tikai parastas atmiņas putas. Tas lieliski pielāgojas Jūsu ķermenim, radot sajūtu kas tas radīts tieši Jums. Šajā rokasgrāmatā ir ietverts viss, kas Jums būtu jāzina par TEMPUR® materiāla kopšanu un izmantošanu.

Lai iegūtu informāciju par produktu, lūdzu, apmeklējiet vietni garantija.tempur.com (warranty.tempur.com).

Kā rūpēties par BY TEMPUR® produktiem

Matrača piegādes laiks

Lielākam priekšmetam piegādes laikā, piemēram matracim, pats priekšmets vai tekstila pārvalks var mainīt savu novietojumu vai formu. Kad esat izpakojis savu BY TEMPUR® produktu, dodiet tam laiku pielāgoties apkārtējai gaisa temperatūrai. Pēc tam, materiālu vai tekstila pārvalku, ieteicams iztaisnot vai izlīdzināt ar rokām.

EASE BY TEMPUR®

SVARĪGI: Pēc EASE BY TEMPUR® matrača piegādes, pārbaudiet etiķeti uz kastes un pārlicinieties, ka pirkuma dienā tas atrodas iegādātā produkta atbilstošā kastē. Ja tiek pierādīts, ka nopirktais matracis pēc norādītā iegādes datuma ilgstoši ir neatbilstoši turēts, iespējams ka matrača garantija tiks anulēta.

EASE BY TEMPUR® matraci var lietot uzreiz pēc tā izpakošanas. Iespējams būs nepieciešamas līdz pat 72 stundām (3 dienas), līdz EASE BY TEMPUR® matracis atgūs sākotnējo formu un augstumu. Ja transportēšanas vai pārvietošanas laikā matracis ir bijis ļoti saspiests, pārvalks var būt saburzīts. Saburzītās vietas iztaisnosies, kad matracis pilnībā pielāgosies apkārtējai temperatūrai un ieņems paredzēto formu. Ja vēlaties lai ātrāk izzustu radušās pārvalka krokas, dažos gadījumos ieteicams pārvalku izmazgāt.

- Vienmēr ievērojiet mazgāšanas instrukcijas, kas norādītas uz produkta etiķetes, kas ievietota matrača pārsega iekšpusē.

Jaunā produkta vēdināšana

Dažreiz, pēc jaunā BY TEMPUR® produkta izsaiņošanas, var just nelielu specifisku produkta smaku. Tā ir pilnīgi nekaitīga un izzudīs pēc īsa produkta lietošanas perioda. Lai paātrinātu šo procesu, pirms un pēc produkta lietošanas ļaujiet tam pavēdināties, vēlams nodrošinot telpā labu ventilāciju.

Par TEMPUR® putu materiālu

TEMPUR® ir spiedienu mazinošs materiāls, kas veidots no augsta blīvuma, atvērto šūnu viskoelastīgām putām, kas reaģējot uz temperatūru, lieliski pielāgojas ķermeņa formai un svaram, nodrošinot komfortablu gulēšanu un pareizu atbalstu.

Pieceļoties no TEMPUR® putu matrača, materiāls atgūst sākotnējo formu. Temperatūras jutīgās īpašības mīkstina materiālu, pielāgojoties Jūsu ķermeņa unikālajai formai un svaram. Materiāls var mainīties atkarībā no istabā esošās temperatūras. Tas var palikt stingrāks vēsākos apstākļos,

kas ir ap 18 °C vai zemākā temperatūrā. Jo augstāka temperatūra, jo mīkstāks būs BY TEMPUR® produkts.

Savādākas sajūtas

Salīdzinot ar matraci vai spilvenu ar tradicionālāku pildījumu, piemēram, atsperes, spalvas un kādas šķiedras, sajūtas guļot BY TEMPUR® produktiem ir savādākas. Iespējams, ka Jūsu ķermenim kādu laiku būs jāpierod pie TEMPUR® putu materiāla unikālajām spiedienu mazinošajām īpašībām.

Produkta iepazīšanas periods

ONE BY TEMPUR® matracis

Jo vairāk laika pavadīsiet atrodoties uz BY TEMPUR® matrača - atpūšoties, lasot vai skatoties televizoru, jo labāk. Jūsu ķermeņa iedarbība uz materiālu palīdzēs atvērt TEMPUR® putu materiāla šūnas, līdz ar to tās "elpo" un ātrāk reaģē uz svaru un temperatūru. Dažreiz var šķist, ka matracis kļūst mīkstāks, taču produkta spiedienu mazinošās īpašības nemainās.

Nav nepieciešams apgriezt otrādi

TEMPUR® tehnoloģijas nodrošina, ka matrača apkopei nav jāpieliek lielas pūles. Katram matrača modelim ir vairāki speciāli slāņi, tādēļ paredzēts gulēt tikai uz matrača augšējās puses.

Lai pagarinātu produktu kalpošanas ilgumu, laiku pa laikam matraci var apgriezt - samainīt matrača galvgali ar kājgali.

BY TEMPUR® spilveni











- Pirmajās 2-3 nedēļās, spilvenu var izmantot arī kā balstu sēdēšanai dienas laikā, lai tas ātrāk iestrādātos un uzlabotu miega laikā sniegtu spiedienu mazinošo atbalstu.

Pārvietošana, transportēšana, uzglabāšana un utilizēšana

- Ja vien nav norādīts citādi, BY TEMPUR® produktus **NEDRĪKST** saliekt, laužt vai stipri saspiest, jo tā Jūs riskējat sabojāt putu materiālu un zaudēt visas tā īpašības un priekšrocības.
- Pateicoties BY TEMPUR® produktu putu materiāla īpašībām, transportēšanas vai uzglabāšanas laikā tas var būt nedaudz saspiests. Pēc neilga laika istabas temperatūrā produkts atgūs sākotnējo formu.
- BY TEMPUR® produkti jāuzglabā to sākotnējā formā.
- BY TEMPUR® matračī jāuzglabā horizontāli, ideālā gadījumā oriģinālajā iepakojumā (EASE BY TEMPUR® matraču iepakojumu nav iespējams izmantot atkārtoti)
- BY TEMPUR® produkti jāuzglabā sausā vidē (ne vairāk kā 65% relatīvā mitruma).
- Informāciju par izlietotā produkta utilizācijas iespēju jautāriet savas valsts vietējai pašvaldībai.

Simboli

Uz izstrādājuma, iepakojuma vai šajā rokasgrāmatā tiek izmantoti šādi simboli.

 Ražotājs	 Ražošanas datums	 Partijas numurs	 CE marķēta kā I klases medicīnas ierīce saskaņā ar MDR (ES) 2017/745 prasībām
 Medicīniskā iekārta	 ↑UP Produkta orientācija uzdrukāta uz matrača putu virsmas	 Skatiet lietošanas instrukciju	 Izvairieties no atklātas liesmas
 Mitruma ierobežojums	 Turēt sausu		

CE marķējums

Daudzi BY TEMPUR® produkti tiek klasificēti kā I klases medicīnas ierīces un atzīmēti ar CE marķējumu saskaņā ar MDR (ES) 2017/745.

Lūdzu, pārbaudiet izstrādājuma etiķeti, kas ievietota tekstila pārvalka iekšpusē. Pārliecinieties vai jūsu iegādātajam izstrādājumam ir CE marķējums.

CE marķējums paredz, ka izstrādājumu mērķis ir novērst vai samazināt iespējamo izgulējumu rašanās risku pieaugušajiem. Tas tiek nodrošināts ar TEMPUR® putu materiāla spiediena samazinošajām un izlīdzinošajām īpašībām.

CE marķētie produkti ir paredzēti lietošanai, kas saistīta ar slimnieku aprūpi mājās. Ir svarīgi nodrošināt atbalstu un palīdzību guļošajiem pacientiem, kas paši nevar apgriezties.

CE marķētie BY TEMPUR® matračī un virsmatračī ir piemēroti svaram līdz 150 kg.



Produkta lietošanas problēmu gadījumā, informējiet Ražotāju un lietotāja mītnes valsts produkta oficiālo izplatītāju.

Lai Ražotājam ziņotu par produkta lietošanas problēmu, noformējiet sūdzību par garantiju, aizpildot to pēc rokasgrāmatas sadaļā "Garantija" norādītās instrukcijas.


Lūdzu, ņemiet vērā papildus lietošanas instrukcijas

Brīdinājumi un piesardzība

Lai pievērstu uzmanību iespējamām bīstamām un nevēlamām situācijām, tiks izmantoti šādi simboli un teksts. Lūdzu, ņemiet vērā, ka šo instrukciju neievērošana var izraisīt būtiskus produkta bojājumus vai radīt kaitējumu lietotāja veselībai.

	BRĪDINĀJUMS	Jāapzinās situācija vai darbība, kas var izraisīt nāvi vai kritiskas traumas
	UZMANĪBU	Jāapzinās situācija vai darbība, kas var izraisīt vidēji smagus vai vieglus ievainojumus


	SVARĪGI	Jāapzinās situācija vai darbība, kas var izraisīt produkta vai cita īpašuma bojājumus
--	----------------	---


 **Brīdinājums:** neatstājiet zīdaiņus, mazus bērnus vai vecus cilvēkus bez uzraudzības uz matrača vai spilvena, ja viņi paši nevar viegli apgriezties.

 **Brīdinājums:** ir svarīgi, lai lietotāji, kas paši nevar apgriezties, būtu nodrošināti ar regulāru atbalstu un palīdzību.

Neuzmanība var izraisīt ugunsgrēku - mēs ļoti iesakām nesmēķēt gultā vai produktu lietošanas laikā.

 **Brīdinājums:** Ugunsgrēka risks: turiet produktus prom no atklātas liesmas.

 **Uzmanību:** Nelietojiet neelastīgus gultas uzliktņus uz BY TEMPUR® matračiem, jo tie var mazināt spiedienu mazinošās īpašības. Lai nodrošinātu optimālu atbalstu, iesakām izmantot palagu tieši uz matrača.

 **Uzmanību:** Lūdzu, ņemiet vērā, ka TEMPUR® putu materiāls vislabāk darbojas reaģējot uz lietotāja dabisko siltumu, tāpēc elektriskais gultas sildītājs un / vai karstā ūdens sildītājs **nav ieteicams**. Elektriskā sildītāja siltums īslaicīgi kompensēs temperatūras jutību TEMPUR® putu materiālā. Tomēr, ja lietotājs vēlētos izmantot elektrisko sildītāju, mēs iesakām to darīt izvairoties no tieša sildītāja kontakta ar TEMPUR® putu materiālu.

- **Svarīgi:** Vienmēr ievērojiet elektriskā gultas sildītāja piegādātāja lietošanas instrukcijas.
- **Svarīgi:** Ja karstā ūdens sildītājā rodas noplūde, kas mitrina, notraipa vai sabojā matraci, produkta **garantija var tikt anulēta**.

SVARĪGI:

- BY TEMPUR® matračī vienmēr jānovieto uz ventilējamās pamatnes, piemēram, atsperēm vai līstēm, lai novērstu iespējamu mitruma uzkrāšanos matračī.
- Nelietojiet BY TEMPUR® spilvenu ja Jums ir slapji vai mitri mati, jo putu materiāls tiks sabojāts.
- Nelokiet, nelauziet un nespiediet savu BY TEMPUR® produktu nepiemērotā formā, jo pastāv putu materiāla sabojāšanas risks.
- Nemainiet un nemēģiniet labot iegādāto produktu, pretējā gadījumā produkta garantija var tikt anulēta.

Tīrīšana un apkope


- Lielāko daļu tekstila pārvalku var noņemt un mazgāt. Lūdzu ievērojiet produkta īpašo tīrīšanas instrukciju uz produkta etiķetes, kas atrodas tekstila pārvalka iekšpusē.

SVARĪGI:

- Nemazgājiet TEMPUR® putu materiālu.
- Nelietojiet TEMPUR® putu materiāla tīrīšanai tvaiku un neveiciet ķīmisku tīrīšanu.

SVARĪGI

- Lai materiālā nerastos mitrums, BY TEMPUR® produkti regulāri jāvēdina.

 **Uzmanību:** Pēc tekstila pārvalka mazgāšanas, lūdzu, pārlicinieties, ka matrača tekstila pārvalks ir nomainīts atbilstoši orientācijai un norādēm, kas uzdrukātas uz matrača putu materiāla.

TEMPUR® putu materiāls, kas nodrošina maksimālu komfortu un spiediena samazinājumu, atrodas tikai matrača augšpusē.

Tehniskā informācija par produktu

- BY TEMPUR® produkti ir pieejami dažādos izmēros. Produkta svars ir atkarīgs no produkta lieluma. Papildus informācija ir pieejama pēc pieprasījuma.
- Sastāvdaļas - skat. izstrādājuma etiķeti, kas atrodas tekstila pārvalka iekšpusē.

Ugunsdrošības standarti



Brīdinājums: Ugunsgrēka risks: turiet produktus prom no atklātas uguns

BY TEMPUR® produkts	Ugunsdrošība
Matračī	EN 597-1 (cigarešu tests)
Matračī (ugunsdrošas versijas)	BS 7177 zema bīstamība - (DS / EN 597-1 (cigarete) DS / EN 597-2 (liesma) BS 5852 (Crib V) uz putām
Spilveni	EN / ISO 12952-1 (cigarešu tests)
Spilveni (ugunsdrošas versijas)	(EN / ISO 12952-1 (cigarešu tests) EN / ISO 12952-2 (liesma) BS 5852 (Crib V) uz putām

Ražotājs



Dan-Foam ApS

Holmelund 43

5560 Aarup

Dānija

*Dan-Foam ApS ir meitas uzņēmums TEMPUR-Sealy International, Inc